

SPECIALTIES

01. AXIAL ATTACHMENTS

CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADICULAR
PRECI-BALL

02. EXTRACORONAL ATTACHMENTS

CEKA EXTRACORONAL
PRECI-VERTEX
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52

03. PROFILE ATTACHMENTS

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

SPECIALTIES

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO
CEKA Multi



WWW.CKPL.EU

PRECI-SEP
SE-GR-RU-PL-CZ-HU



CEKA PRECI-LINE APP



CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

Prospectus n° 294.M2-ed.B
© Copyright ALPHADENT NV 9/2014 · BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk
ALPHADENT NV · Mannebeekstraat 33 8790 Waregem, Belgium
T+32 56 629 531 · E info@ckpl.eu

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

PRECI-SEP



PRECI-SEP är en latexbaserad separator och spacer, den underlättar arbetet vid dentala appliceringar:

- använd som spacer för precisions attachments
- använd som spacer för kompositer och akrylat samt provisoriska restorationer
- använd som spacer för special gjorda abutments vid modellering med självhårdande eller ljushårdande akrylat
- skyddar mot sandblästring och syror
- använd som spacer vid vakuumformning
- underlättar lossningen av kronor vid tillverkning av lyftbara avtryck

Applicera med en pensel och låt torka. Den rosa färgen kommer att bli translucent. Pensla flera olika lager då mer tjockhet eftersträvas.

Skalas av i ett stycke och underlättar frigörande av dentala konstruktioner.

Använd några droppar av destillerat vatten om PRECI-SEP skulle tjockna.

VARNING: innehåller naturligt gummi som kan orsaka en allergisk reaktion.



Το **PRECI-SEP** είναι ένα διαχωριστικό με βάση το latex, διατήρησης χώρου και μόνωσης για πολλαπλές οδοντιατρικές εφαρμογές:

- Χρησιμοποιείται σαν διαχωριστικό για συνδέσμους ακριβείας
- Χρησιμοποιείται σαν διαχωριστικό για σύνθετες ακρυλικές ρητίνες και πρόχειρες ακρυλικές αποκαταστάσεις
- Χρησιμοποιείται σαν διαχωριστικό για εξατομικευμένα κολοβώματα κατά την διάρκειά μοντελαρίσματος με αυτοπολυμεριζόμενη ή φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη
- Προστατεύει κατά την διάρκεια αμμοβόλισης και οξέων
- Χρησιμοποιείται σαν διαχωριστικό για κατασκευή ατομικών διακαρίων υπο vacuum πίεσης
- Διευκολίνει στην κατασκευή εκμαγιών

Απλώνουμε με ένα πινέλο και το αφήνουμε να στεγνώσει.

Για να επιταχύνετε το στέγνωμα, χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα από το κομπρεσέρ αέρος. Το ρόζ χρώμα θα μετατραπεί σε διάφανο. Χρησιμοποιείτε πολλαπλά στρώματα όπου χρειάζεστε περισσότερο πάχος. Αποκολλάται και καθαρίζεται με ευκολία.

Μπορεί να αραιωθεί με μερικές σταγόνες απεσταγμένου νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει φυσικό λάστιχο καουτσούκ και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

PRECI-SEP



PRECI-SEP это сепаратор на латексной основе, разделитель и реагент для разностороннего использования в стоматологии:

- разделитель для точных аттачментов
- разделитель для композитных и пластмассовых временных реставраций
- разделитель для подгонки абатментов при моделировании из самоотверждаемой или светоотверждаемой пластмассы
- защита при пескоструйной обработке и от кислоты
- разделитель сохраняет место для геля в ложке для отбеливания зубов
- изоляция коронки от модели после снятия слепка

Нанесите кисточкой и дайте высохнуть. Розовый цвет станет прозрачным. Используйте несколько слоев для создания большей толщины. Удаляется чисто.

Используйте несколько капель дистиллированной воды чтобы разбавить PRECI-SEP.

Предупреждение: содержит натуральный каучук и может вызвать аллергические реакции.



PRECI-SEP jest separatorem, utrzymywaczem przestrzeni na podstawie lateksu dla licznych zastosowań w technice dentystycznej:

- warstwa dystansująca (lub utrzymywacz przestrzeni) dla precyzyjnych elementów retencyjnych
- warstwa dystansująca (lub utrzymywacz przestrzeni) dla kompozytu lub prowizorycznych odbudów z tworzywa sztucznego
- warstwa dystansująca (lub utrzymywacz przestrzeni) dla indywidualnych łączników przy modelowaniu z użyciem tworzywa sztucznego lub światła utwardzającego się
- ochrona przy piaskowaniu i działaniu kwasów (np. elektropolerowanie)
- warstwa dystansująca (lub utrzymywacz przestrzeni) przy stosowaniu technik tłoczenia wgłębnego
- materiał blokujący izolujący przy wykonywaniu modeli z wycisków w których znajdują się korony

Nakładamy pędzlem i pozostawiamy do wyschnięcia.

Kolor z początku różowy staje się przeźroczysty. Wielokrotne położenie pogrubia warstwę. Po wyschnięciu można łatwo zdjąć i nie pozostawia resztek. Za pomocą kilku kropli destylowanej wody można rozcieńczyć.

UWAGA: produkt zawiera kauczuk naturalny i może wywołać alergiczne reakcje.

PRECI-SEP



PRECI-SEP separační prostředek na bázi latexu, distanční lak a prostředek na odlehčení pro mnohá použití ve stomatologii:

- distanční lak u přesných attachmentů
- distanční lak u kompozitních a pryskyřičných provizorních náhrad
- distanční lak u individuálních abutmentů, při jejich modelaci ze samotuhnoucí nebo světlem tuhnoucí pryskyřice
- ochrana před opískováním a kyselinami
- distanční lak při výrobě otiskovacích lžic tvarovaných vakuem

- prostředek na odlehčení korunek při odlévání otisků

Naneste štětečkem a nechte zaschnout. Růžová barva bude průhledná. Potřebujete-li vytvořit silnější vrstvu, nanášejte postupně několik vrstev. Čistěse odlupuje.

Pokud PRECI-SEP zhoustne, naředte jej několika kapkami destilované vody.

UPOZORNĚNÍ: obsahuje přírodní kaučuk a může vyvolávat alergické reakce.



PRECI-SEP egy latexbázisú szeparátor és helyfenntartó számos fogászati alkalmazáshoz:

- távtartó (vagy helyfenntartó) precíziós rögzítő elemekhez
- távtartó (vagy helyfenntartó) kompozit és ideiglenes, műanyag restaurációkhoz
- távtartó (vagy helyfenntartó) önkötő bagy fényre kötő műanyagnál modellezés esetén egyedi felépítményekhez
- védelem homokfúvás és savak ellen
- távtartó (vagy helyfenntartó) vákuum-mélyhúzó-technikához
- blokkoló anyag koronákhoz mintázás után csonk- és modell-előállítás esetén

Ecsettel vigye fel és hagyja száradni. A rózsaszín színárnyalat átlátszóvá válik. Amennyiben vastagabb réteget kíván elérni, vigyen fel több réteget. Könnyen és tisztán eltávolítható.

Pár csepp desztillált vízzel hígítható.

FIGYELEM: ez a termék természetes kaucsukot tartalmaz és allergiát válthat ki.