




Gazetka informacyjna Denon Dental

DENON DENTAL INFO

2/2017

DENON
DENTAL



Protezy ruchome szkieletowe

BEGO

Tarcze IDP
przy zakupie
min. 2 kg
dowolnego stopu
gratis



Wironit® Extrahart

Stop kobaltowo-chromowy o wyjątkowo wysokiej twardości. Najbardziej sprawdza się przy wykonywaniu prac kombinowanych.

Cena 1g poniżej 1 kg – 0,69 zł

Cena 1g przy min. 1 kg – 0,59 zł

**Przy zakupie min. 2 kg
20 tarcz IDP gratis!**

Wironit®

Stop kobaltowo-chromowy na protezy klamrowe. Pozwala na aktywowanie klamer. Jest łatwy w obróbce. Posiada certyfikat BIO.

Cena 1g – 0,65 zł

**Przy zakupie min. 2 kg
20 tarcz IDP gratis!**

Wironit® LA

Twardo-elastyczny stop kobaltowo-chromowy na protezy klamrowe i do prac kombinowanych. Pozwala na wykonanie cienkich płyt protez. Umożliwia aktywowanie klamer. Łatwy do odlewania, polerowania i topienia laserem. Posiada certyfikat BIO.

Cena 1g poniżej 1 kg – 0,69 zł

Cena 1g przy min. 1 kg – 0,59 zł

**Przy zakupie min. 2 kg
50 tarcz IDP gratis!**



Tarcze IDP do obcinania kanałów

Wymiary 38,1 x 1 mm.
Wolno zużywają się i nie pękają.
Wyprodukowane w USA.

Cena 1 szt. - 1,23 zł



Wirofine®

Masa osłaniająca do protez szkieletowych. Wyrzucana konwencjonalnie i na szybko.

Cena 1 torebki (400 g): 9,90 zł

**Cena 1 kartonu (45 szt.): 402,75 zł
dodatkowo 1 butelka Begosol K (1 l)
GRATIS**

**Cena 2 kartonów (90 szt.): 805,50 zł
dodatkowo GRATIS:**

- 2 butelki Begosol K (1 l)
- szczotki do polerowania prac metalowych (HA1480N) – 5 szt.
- szczotki do polerowania prac metalowych (HA1144N) – 5 szt.



Wirovest®

Popularna masa osłaniająca do protez szkieletowych. Wyrzucana konwencjonalnie.


Cena 1 torebki (400 g): 8,90 zł

**Cena 1 kartonu (45 szt.): 357,75 zł
dodatkowo 1 butelka Begosol (1 l)
GRATIS**

Razem do
sukcesu!

Protezy stałe korony i mosty

BEGO



Wirobond® C

Stop kobaltowo-chromowy na korony i mosty. Szeroko stosowany w rozwiązaniach implantoprotetycznych. Nie zawiera niklu i berylu. Posiada certyfikat BIO.

Cena 1g - 1,80 zł

Wirobond® 280

Stop kobaltowo-chromowy na korony i mosty. Posiadając twardość 280 stopni Vickersa, jest najbardziej miękkim stopem kobaltowo-chromowym. Łatwy do topienia i odlewania. Nie zawiera niklu i berylu. Posiada certyfikat BIO.

Cena 1g poniżej 1 kg - 1,68 zł

Cena 1g przy min. 1 kg - 1,55 zł



Drut na klamry ze stopu Wironit

Świetnej jakości drut.
Teraz w promocyjnej cenie.

średn. 0,6 mm dł. 40 m
średn. 0,7 mm dł. 30 m
średn. 0,8 mm dł. 20 m
0,65 x 1,30 mm dł. 10 m
0,75 x 1,50 mm dł. 10 m

Cena rynkowa: 85 zł/1 op.
Teraz: 69 zł/1 op.



Bellavest® SH

Masa osłaniająca do koron, mostów i techniki prasowanej. Wyrzucana konwencjonalnie i na szybko.

Cena 1 torebki (160g): 5,60 zł

**Cena 1 kartonu (80 tor.): 396 zł
dodatkowo 1 butelka Begosol HE (1 l)
GRATIS**

**Cena 2 kartonów (160 tor.): 792 zł
dodatkowo GRATIS**

- 2 butelki Begosol HE (1 l)
- szczotki do polerowania prac metalowych (HA1480N) – 4 szt.
- szczotki do polerowania prac metalowych (HA1144N) – 4 szt.



Bellavest® DR

Technologicznie nowa masa osłaniająca do koron i mostów. Dzięki zredukowanej ilości pyłu zmniejsza ryzyko ich wdechania podczas pracy. Wyrzucana konwencjonalnie i na szybko.

Cena 1 torebki (160 g): 5,60 zł

**Cena 1 kartonu (80 tor.): 396 zł
dodatkowo 1 butelka Begosol HE (1 l)
GRATIS**

Christoph Weiss
Dyrektor Generalny BEGO

Varseo S drukarka 3D

Nowe urządzenie BEGO Varseo S jest udoskonaloną wersją drukarki BEGO Varseo. Wyposażone zostało w platformę produkcyjną większą o około 30% w porównaniu z poprzednim modelem. Zwiększa to jego efektywność oraz umożliwia wykonanie większej ilości obiektów w trakcie jednego procesu drukowania.

Urządzenie może być dostarczane w kilku wersjach - od wersji umożliwiającej drukowanie tylko jednego typu prac do wersji otwartej, umożliwiającej wykonywanie wszystkich wydruków:

- modeli protetycznych (pełnych, częściowych, składanych)
- modeli ortodontycznych
- szablonów chirurgicznych
- szyn terapeutycznych
- szyn do przenoszenia zamków ortodontycznych
- koron i mostów tymczasowych
- płyt protez

Wersja umożliwiająca wykonanie

jednego typu prac 49 900 zł

w cenie urządzenia:

- kartridż typu A lub B – 1 szt.
- system otwarty na wykonywanie jednego typu prac
- program CAMbridge z licencją na 1 rok

Wersja umożliwiająca wykonanie

wszystkich prac 79 500 zł

w cenie urządzenia:

- kartridż typu A lub B – 1 szt.
- system otwarty na wykonywanie wszystkich prac
- program CAMbridge z licencją na 1 rok

Nowa drukarka 3D VARSEO S

BEGO

Już od
49 900 zł

MDR
READY

„MDR Ready” – oznacza, że system umożliwia przeprowadzenie pełnej dokumentacji procesu – od skanowania do ostatecznego wykonania. Dzięki temu BEGO Varseo S spełnia najsurowsze wymagania stawiane produkcji wyrobów medycznych.

o 30% większa
platforma drukująca

o 40 % mniejsze
wymiary zewnętrzne

nowa forma
sprzedaży

Pakiet do wykonywania
dodatkowego typu prac
4 700 – 5 700 zł

Dodatkowy kartridż
typu A lub B

3 565 zł

Urządzenie do polimeryzacji drukowanych żywic Otoflash



Otoflash

Urządzenie do przeprowadzania szybkiej, końcowej polimeryzacji wydrukowanych obiektów w technologii druku 3D Varseo. Wyposażone jest w dwie lampy w komorze polimeryzacyjnej, które umożliwiają szybkie utwardzenie żywic. Dostosowany do materiału zakres fal zapewnia prawidłową polimeryzację prac, przez co obiekty posiadają oczekiwane właściwości fizyczne.

Środowisko gazu ochronnego zabezpiecza przed wchłanianiem tlenu, gwarantuje całkowitą polimeryzację obiektów tworząc „nie klejącą się” powierzchnię i całkowitą redukcję monomeru resztkowego. Urządzenie przeznaczone do fotopolimeryzacji wszystkich materiałów światłoutwardzalnych, które polimeryzują pod wpływem światła w zakresie 300 - 700 nm.

15 990 zł



Miditherm 100MP

Sterowany mikroprocesorem piec do wygrzewania form odlewniczych do koron, mostów i protez szkieletowych. 4-strefowe ogrzewanie komory zapewnia równomierne wygrzewanie pierścieni. Wielkość komory pozwala na wygrzewanie: dwunastu pierścieni nr 3 lub czterech dużych pierścieni na protezy szkieletowe. Posiada możliwość zapamiętania 9 indywidualnych programów.

11 400 zł



Easy Blast

Piaskarka protetyczna z dwiema dyszami piórkowymi wyposażonymi w lampki oświetlające piaskowany obiekt. Urządzenie przeznaczone jest do dokładnego usuwania pozostałości mas osłaniających i tlenków z powierzchni odlewanych obiektów. Zastosowano w nim nowy typ oświetlenia LED, które dobrze oświetla wnętrze komory oraz zapewnia oszczędne zużycie prądu. Może być wyposażona w 2-4 pojemniki na materiał.

Cena z 2 pojemnikami **6 500 zł**

Cena z 3 pojemnikami **8 600 zł**

Cena z 4 pojemnikami **10 500 zł**



Korostar Z

Piaskarka z dyszą stacjonarną. Przeznaczona do wstępnego oczyszczania z mas osłaniających. Ergonomiczny kształt umożliwia wygodną pracę i swobodne operowanie rękoma w komorze. Posiada komorę oświetlaną lampami LED.

6 400 zł

Sprawdź ofertę
na materiały
protetyczne
firmy BEGO
www.dentalshop.pl



Teraz
dodatkowo
otrzymasz:
1 kg Wiron Light,
1 kg Wironit LA,
1 kg Wironit
Extrahart.
gratis

Fornax T

Kompaktowa, wirówkowa odlewnia indukcyjna ze zintegrowanym systemem chłodzenia. Umożliwia ciągłą pracę odlewni, bez konieczności jej przestoju. Maksymalna temperatura odlewania wynosi 1550°C i tym samym pozwala na topienie wszystkich dostępnych na rynku stopów (oprócz tytanu). Urządzenie wyposażone jest w system szybkiego ustawienia ramienia z pierścieniem - bez konieczności dodatkowego wyważania. Rozpoznawalną cechą odlewni jest jej wieloletnia niezawodność.

38 450 zł

SZKOLENIA - KURSY

**Cementowane
oraz przykręcane
rozwiązania
implantologiczne.
Łączniki prefabrykowane
czy bazy do odlewu?**

Markus Cassau | Termin: 16-20.10.2017
Brema, Niemcy

3 200 zł



The image shows a VITA VACUMAT 800 M dental curing unit. It is a tall, silver-colored machine with a large white cylindrical curing head at the bottom. The top of the machine has the text "VITA" and "VACUMAT 800 M". To the right of the machine is a control panel with a digital display showing various icons and numbers, and several buttons. The machine is connected to the control panel by a cable.

Cena do negocjacji!



Cena do negocjacji!



OPAQUE
VITAMIN 13

110-120°C 110-120°C
110-120°C 110-120°C

12g CE mark

VITA Zahnfabrik · Bad Säckingen · Germany

BASE DENTINE
VITA VM 7

12 g

Ceramika przeznaczona do licowania podłożu metalowych w zakresie WRC 13,8-15,2. Dostępna w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITAPAN classical A1 – D4.

Kolekcjonuj
kolorowe kubki
VITA!



**Zamów dowolną
porcelanę firmy VITA
za kwotę powyżej 400 zł,
a w prezencie otrzymasz
kubek w wybranym
kolorze!**

174 zł



Problem z kolorem uzupełnienia?

Akzent Plus Chroma Stains

280 zł



VITA Enamic Translucent

Bloczki hybrydowe jednobarwne, translucentne. Dostępne kolory: 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2.

EM 14 - 12x14x18 mm (5 szt.) **485 zł**



VITA Enamic High Translucent

Bloczki hybrydowe jednobarwne o podwyższonej translucencji. Dostępne kolory: 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2.

EM 10 - 8x10x15 mm (5 szt.) **430 zł**

EM 14 - 12x14x18 mm (5 szt.) **485 zł**



VITA Enamic MultiColor High Translucent

Bloczki hybrydowe 6-warstwowe (szyjka, dentyna, brzeg sieczny) o podwyższonej translucencji. Dostępne kolory: 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2.

EM 14 - 12x14x18 mm (5 szt.) **610 zł**



Zestaw do polerowania VITA Enamic

zestaw dla techników dentystycznych

440 zł



Zestaw do polerowania VITA Enamic

zestaw kliniczny dla lekarzy

195 zł



VITA Enamic Stains Kit

Zestaw farbek i glazury do charakteryzowania prac z VITA Enamic.

1 790 zł



Vitablocs Triluxe Forte

Bloczki ceramiczne czterowarstwowe (szyjka, podwójna warstwa dentyny, brzeg sieczny). Dostępne kolory: 1M2, 2M2, 3M2, A1, A2, A3, A3,5.

TF 12 - 10x12x15 mm (5 szt.) **280 zł**

TF 14 - 12x14x18 mm (5 szt.) **320 zł**

TF 14/14 14x14x18 mm (5 szt.) **370 zł**



Vitablocs Triluxe

Bloczki ceramiczne trzywarstwowe (szyjka, dentyna, brzeg sieczny). Dostępne kolory: 1M2, 2M2, 3M2, A1, A2, A3.

TRI 12 - 10x12x15 mm (10 szt.) **560 zł**

TRI 14 - 12x14x18 mm (5 szt.) **320 zł**

TRI 14/14 14x14x18 mm (5 szt.) **365 zł**

Vitablocs RealLife

Estetyczne bloczki ceramiczne warstwowe anatomicznie, przeznaczone do wykonywania zębów przednich. Dostępne kolory: 0M1, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 3M2.

TF 14/14 14x14x18 mm (5 szt.) **400 zł**



VITA Suprinity PC

Bloczki z ceramiki szklanej wzmocnione dwutlenkiem cyrkonu. Dostępne jako bloczki translucentne (T) i o podwyższonej translucencji (HT). Dostępne kolory: 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2, A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, D2.

LS 14 - 12x14x18 mm (5 szt.) **440 zł**



Zestaw do polerowania VITA Suprinity

zestaw dla techników dentystycznych

849 zł




Zestaw do polerowania VITA Suprinity

zestaw kliniczny dla lekarzy

266 zł

VITA



TECHNOLOGIE CAD/CAM

Bloczki ceramiczne do frezowania

CEREC/In-Lab, LYRAMILL



Vitablocs Mark II

Jednobarwne bloczki ceramiczne

I8 - 8x8x15 mm (5 szt.) **225 zł**

Dostępne kolory: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2, A1, A2, A3.

I10 - 8x10x15 mm (5 szt.) **225 zł**

Dostępne kolory: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2, A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D3.

I12 - 10x12x15 mm (5 szt.) **225 zł**

Dostępne kolory: 0M1, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2, A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D3.

I14 - 12x14x18 mm (5 szt.) **260 zł**

Dostępne kolory: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2, A1, A2, A3.



VITA Karat

Zestaw z pastą diamentową do polerowania prac z bloczków serii Vitablocs.

590 zł



VITA Akzent Plus

Zestaw farbek i glazur do charakteryzowania prac z bloczków ceramicznych Vitablocs i Suprinity.

1 780 zł

NOWOŚĆ

Zaprojektowana i wyprodukowana we Francji



DLA LABORATORIUM

Frezarka LyraMill

Czteroosiowa frezarka do szybkiego wykonywania uzupełnień protetycznych (wkładów, nakładów, licówek, koron i mostów do trzech punktów). Bardzo prosta w obsłudze. Przystosowana do większości bloczków.

Nie wymaga podłączenia dopływu

i odpływu wody. Tylko jeden rodzaj frezu do wszystkich rodzajów materiałów. System otwarty współpracujący z większością programów do projektowania np.: 3Shape Dental System czy TRIOS Design Studio.

125 000 zł



AdiMill (1 L)

Olej do frezarek LyraMill oraz innych dostępnych na rynku. 75 ml oleju wystarcza na wykonanie 16 cykli frezowania.

340 zł



Frezy do LyraMill

1 frez wystarcza do wykonania 3 punktów.

1 komplet (5 szt.) **145 zł**



Nowoczesne rozwiązania protetyczne

Podążaj za postępem!

Rozwiązania, na których mogą polegać pacjenci!



VITA

NOWOŚĆ

DOBÓR KOLORU ZĘBÓW



VITA Easy Shade V

Urządzenie do rozpoznawania koloru zębów. Pozwala na:

- sprecyzowanie koloru zębów pacjenta,
- określenie koloru zębów sztucznych,
- dobór odpowiedniego koloru błočka do uzupełnienia wykonywanego w technologii CAD/CAM,
- stwierdzenie prawidłowości utrzymania koloru przy napalaniu w pracowni poszczególnych warstw ceramiki,
- zweryfikowanie przez lekarza kolorystyki pracy otrzymanej z pracowni.

Urządzenie odczytuje kolory w skali VITA classical (A1-D4) i VITA SYSTEM 3D MASTER. Posiada kolorowy wyświetlacz dotykowy, 32 bitowy mikroprocesor oraz zasilanie akumulatorowe.

5 950 zł



Już w naszej ofercie! VITAPAN EXCELL

Nowe, przednie zęby o wysokiej estetyce, kontynuacja linii VITAPAN

- znakomite odzwierciedlenie koloru
- dynamika światła
- perfekcyjny kształt
- najwyższa estetyka
- w kolorniku klasycznym

plytka (przód) 73,00 zł



VITA Lingoform®

Wysokiej klasy kompozytowe zęby boczne dostępne w 6-ciu kolorach wg kolornika klasycznego. Wykonane z mieszanek materiałów organicznych, nieorganicznych i pigmentów. Są odporne na obciążenia mechaniczne i dają się dowolnie szlifować. Łatwe w ustawianiu. Stanowią świetne uzupełnienie zębów przednich Physiodens i VITAPAN Excell.

plytka (boki) 68,00 zł



VITA Lumin® Vacuum

Zęby porcelanowe klasy „premium”. Przeznaczone do wykonywania protez całkowitych i częściowych. Dzięki opalizacji i luminescencji najlepiej naśladują zęby naturalne. Mogą być indywidualizowane farbami VITA. Dostępne w kolorniku klasycznym.

plytka (boki) 69,00 zł

plytka (przody) 89,00 zł



VITA MFT®

Trójwarstwowe zęby akrylowe klasy „standard”. Wykonane z gęsto usieciowanego materiału dzięki czemu są odporne na ścieranie, pękanie i tworzenie płytki nazębnej. Łatwe do polerowania. Posiadają naturalne kształty i łatwo łączą się z materiałem protezy. Dostępne w kolorniku klasycznym (A1, A3, D3, C3) oraz VITA SYSTEM 3D MASTER.

plytka (boki) 18,90 zł

plytka (przody) 18,90 zł



VITA Physiodens®

Wielowarstwowe zęby kompozytowe klasy „premium”. Ręcznie wykonywane. Mogą być indywidualizowane przy użyciu kompozytu VITA VM LC. Posiadają naturalnie wyglądającą powierzchnię z cechami morfologicznymi. Występują w szerokiej gamie fasonów i kolorów wg kolornika klasycznego.

plytka (boki) 73,00 zł

plytka (przody) 87,00 zł



Preci Sagix

Zewnątrzkoronowy zatrzask kulkowy do protez częściowych i prac na implantach. Wymienną matrycę umieszcza się bezpośrednio w protezie szkieletowej. Patryca może być wykonana w dwóch wersjach: z tworzywa spalającego się bezresztkowo lub gotowa z metalu.


Preci Sagix występuje w dwóch średnicach: Mini 1,7 mm i Standard 2,2 mm.

Cena patrycy – 10,90 zł

Matryce dostępne są w dwóch średnicach: Mini 1,7 mm i Standard 2,2 mm oraz 3 wartościach siły retencji

- białe o zredukowanej sile retencji
- żółte o średniej sile retencji
- czerwone o podwyższonej sile retencji

Cena matrycy – 9,90 zł



Preci Clix

Zewnątrzkoronowy zatrzask kulkowy do protez i konstrukcji z belkami.

W wersji 1281 tytanowa obudowa matrycy jest wpolimeryzowana do tworzywa protezy a patryca z tworzywa jest odlewana wspólnie z utrzymywaczem patrycy.

Cena 1 kompletu - 128 zł

W wersji 1282 matryca z tworzywa jest montowana w protezie szkieletowej a tytanowa patryca klejona do utrzymywacza patrycy.

Cena 1 kompletu – 97 zł

Zatrzaski i attachmenty Ceka Preci Line



Ceka Revax

Zatrząsek zewnętrzny z regulowaną siłą utrzymania protezy. W wersji RE 0185 TI część retencyjną należy wkleić przy pomocy Ceka Site. W skład każdego kompletu wchodzi zatrząsek oraz 3 plastikowe utrzymywacze matrycy, każdy pod innym kątem: 30, 45 i 60 stopni.

Cena rynkowa RE 0185 TI - 214 zł

Cena promocyjna – 171 zł

Przy zakupie 5 szt. i powyżej – 161 zł



Ceka Bond

Specjalistyczny preparat zapobiegający wykręcaniu się główki zatrzasku.

Cena 1 opak. (5 ml) – 50 zł



3C Bond

Materiał do pokrycia konstrukcji z Co-Cr i Ni-Cr przed wypalaniem ceramiki. Skutecznie eliminuje zielonkawe i szare przebarwienia w ceramice oraz poprawia siłę połączenia ceramiki z metalem. Należy nakładać go na konstrukcję metalową jak washopaker.

Cena 1 opak. (20 g) – 268 zł



Klucz A1

Klucz do wkręcania główek zatrzasków M2 i M3 oraz ich aktywacji.

Cena – 120 zł



Ceka Site

Dwuskładnikowy klej kompozytowy do sklepania metalowych części zatrzasków. Łączy on elementy tylko w miejscu, gdzie brak jest dostępu powietrza. Czas wiązania kleju wynosi 10 minut, a jego nadmiar daje się łatwo usunąć.

Cena 1 opak. (2 x 2 g) - 250 zł

Ceramco®3

Ceramika na podbudowy metalowe. Pewna, łatwa i szybka w nakładaniu. Dostosowana do większości stopów.

pastą bazową (2 g)	84 zł
opaker w paście (2 g)	84 zł
proszki (15 g)	82,70 zł
proszki (50 g)	245 zł
proszki (100 g)	433 zł
farbki (3 g)	79 zł
kryształki (10 g)	134 zł
pojemnik na kryształki	159 zł
płyn do modelowania (100ml)	120 zł
płyn do farbek i glazury (100 ml)	187 zł



Porcelana

Ceramco®3

Wysokotopliwa ceramika do licowania pojedynczych i wielopunktowych uzupełnień protetycznych, wykonanych ze stopów szlachetnych i nieszlachetnych.



Wymień
nieużywaną
ceramikę na
Ceramco®3
Skontaktuj się
z nami, aby poznać warunki
wymiany promocyjnej
tel. 22 717 58 70

Zestaw startowy w promocji!

Skorzystaj z okazji i zamów zestaw startowy w kolorze A2 lub A3 w preferencyjnej cenie 699 zł.

W zestawie otrzymasz:
2 op. (2 g) opakerów w paście
2 op. (10 g) kryształków
5 op. (15 g) proszków ceramicznych
1 op. (100 ml) płynu do modelowania



Ceramco®PFZ
Łatwa w pracy porcelana na podbudowy z tlenku cyrkonu. Wszystkie proszki dają efekt fluorescencji.

proszki (28,4 g)	185 zł
press liner (2 ml)	204 zł
farbki (3 g)	141 zł
płyn do modelowania (100 ml)	195 zł



Porcelana

Ceramco®PFZ

do licowania koron i mostów z tlenku cyrkonu



SZKOLENIA - TEMATY

Wprowadzenie w system ceramiki Ceramco®3 do pracy metodą podstawową i zaawansowaną. Odbudowa trzonowca oraz siekacza z efektami indywidualizacji. Masy do uzyskania efektów specjalnych.

Agnieszka Jankowska | Termin: do uzgodnienia

300 zł

Zastosowanie proszków specjalnych. Most 3-punktowy: prawidłowa separacja, budowa anatomiczna przeseł. Wykorzystanie mas o różnej przezierności. Masy opalescentne i modyfikujące.

Agnieszka Jankowska | Termin: do uzgodnienia

450 zł

Odbudowa zęba młodego i dojrzałego. Indywidualne efekty w technice zaawansowanego warstwowania. Uzyskanie efektu wtórnej zębiny, pęknięcia szklawa, rozjaśnianie zęba młodego, tekstura powierzchni.

Katarzyna Subotowicz | Termin: do uzgodnienia

800 zł



Multimat NTX

Solidny piec do wypalania ceramiki. Posiada możliwość wprowadzenia 1000 indywidualnych programów. Zastosowano w nim wydajny procesor zapewniający sprawną i bezbłędną pracę.

Nowoczesne oprogramowanie i podzespoły wpływają na oszczędzanie energii i trwałość urządzenia. Piec posiada funkcję zabezpieczenia danych przy krótkotrwałej przerwie w dostawie prądu.

23 900 zł



Multimat NTX Press

Solidny, uniwersalny piec do wypalania i tłoczenia wszystkich typów ceramiki, także e.max. Posiada nowoczesny design, dotykowy ekran oraz miejsce do zapisu własnych programów.

Wysoka dokładność wypalania uzyskiwana jest dzięki najnowocześniejszej technologii, ciągłej kontroli i regulacji temperatury. Nowe oprogramowanie oraz wydajny procesor gwarantują doskonałe efekty wypalania.

26 500 zł

ThermoSens do wykonywania protez techniką wtryskową

Dostosowany do wykonywania protez całkowitych, częściowych i szkieletowych oraz ich napraw. Dostępny w szerokiej gamie kolorów. Łatwy w obróbce ze względu na brak porów w strukturze materiału. Prace wykonane z ThermoSens nie przebarwiają się i są łatwe w utrzymaniu higieny. Ze względu na brak monomeru reszkowego są szczególnie wskazane dla osób alergicznych.



Kartridże puste		Kartridże z materiałem ThermoSens		Materiał ThermoSens	
(o średnicy 22 mm i 25 mm)		(o średnicy 22 mm i 25 mm)		opakowanie 200 g	149,90 zł
wielkość M	3,25 zł	wielkość M	27,30 zł	opakowanie 400 g	269,40 zł
wielkość L	3,63 zł	wielkość L	30,65 zł	opakowanie 1000 g	612,00 zł
wielkość XL	4,06 zł	wielkość XL	34,00 zł	opakowanie 4000 g	2 330,00 zł



Narzędzia do polerowania



Szczotka 1-rzędowa
średnica 44 mm (HA1144N)
8,85 zł



Szczotka 4-rzędowa
średnica 80 mm (HA1480N)
25,50 zł



Szczotka 4-rzędowa
średnica 80 mm (HA148N)
26,00 zł



Szczotka 7-rzędowa
(włosie i tkanina i mikrofibra), średnica 80 mm (HA8280N)
27,70 zł



Szczotka 3-warstwowa
(włosie i mikrofibra), średnica 45 mm (HA9245N)
21,00 zł



Szczotka 3-warstwowa
(włosie i mikrofibra) średnica 45 mm (HA9255N)
22,15 zł



Szczotka 5-rzędowa
(włosie i tkanina), średnica 80 mm (HA5380N)
37,60 zł



Szczotka 3-warstwowa
(włosie i mikrofibra), średnica 80 mm (HA9280N)
28,80 zł



Szmaciak do polerowania
z mikrofibry, 15-warstwowy, średnica 100 mm (HA862100)
33,20 zł



PROMOCJA

Wtryskiwarka ThermoJet 22

Urządzenie holenderskiej firmy Vertex Dental przeznaczone do wykonywania protez elastycznych metodą wtrysku. Wymaga podłączenia do kompresora i uzyskania ciśnienia roboczego w wysokości 6,5 bara. Temperaturę roboczą (290°C) urządzenie uzyskuje w ciągu 8 min. od momentu włączenia, natomiast gotowość do wykonania kolejnej pracy – po 3 min. Zaletą wtryskiwarki jest wysoka precyzja ustawiania żądanej temperatury i jej utrzymanie, przy tolerancji mniejszej niż 1 procent. Do urządzenia należy stosować kartridże o średnicy 22 mm.

W zestawie promocyjnym:

- kuweta ThermoFlask
- kartridże o wielkości L z materiałem w kolorze T10 – 12 szt.
- wosk na kanały 4,5 mm (450 g)
- preparat ThermoFlow (500 ml)
- płyn ThermoFusing (30 ml)
- emulsja do polerowania prac HAEM50 (50 ml)
- szczotka do polerowania HA8280N - 1 szt.
- szczotka HA9245N - 1 szt.
- szczotki do polerowania (25 mm) - 3 szt.
- gumki silikonowe do polerowania prac - 3 szt.
- szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych (KAGEZA120HP)
- szmaciak 6-warstwowy HA162100
- szmaciak 16-warstwowy HA862100
- filc do polerowania HA173

13 250 zł

SZKOLENIA - TEMATY

Wykonywanie elastycznych protez częściowych i szkieletowych z materiału poliamidowego ThermoSens

Dragan Skrobić | Termin: do uzgodnienia

600 zł

Wykonywanie protez elastycznych całkowitych, częściowych i szkieletowych techniką wtryskową.

Menno Pot | Termin: 25-26.09.2017

800 zł



Szmaciak do polerowania
z mikrofibry, 6-warstwowy, średnica 100 mm (HA162100)
38,20 zł



Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
(HAGEZA120HP)
7,50 zł



Szczoteczka do polerowania
bardzo miękka, średnica 25 mm (HA25625HP)
7,50 zł



Emulsja do polerowania
prac z ThermoSens 30 ml (HAEM50)

30,50 zł



ThermoFlow
izolator w płynie gips / ThermoSens 500 ml

173 zł



Thermo Fusing
płyn do stosowania przy naprawach protez z ThermoSens

152 zł



Pasta do polerowania
prac z akrylu 100 g (HAPP100)

22,15 zł



Filc do polerowania
dł. 50 mm, śr. 25 mm (HA173)

21,60 zł



Mikropalnik

Do zastosowania w technice dentystycznej. Napełniany gazem.

30 zł



Szczoteczka do polerowania
miękka, średnica 25 mm (HA25525HP)
7,50 zł



Szczoteczka do polerowania
średniotwarda, średnica 25 mm (HA25125HP)
7,50 zł



Szczoteczka do polerowania
zgrubna, średnica 25 mm (HA25025HP)
7,50 zł

Akryle Vertex Dental na protezy zębowe

Rapid Simplified

Akryl do techniki prasowanej. Przeznaczony do polimeryzacji „na gorąco”.

Zestaw 4 + 2 Rapid Simplified

4 kg proszku
2 x 1 litr płynu

dodatkowo w pakiecie:

- pasta do polerowania prac akrylowych HAAP100 (100 g)
- szmaciak 6-warstwowy do polerowania prac (HA162100)

cena rynkowa 867 zł

teraz **749 zł**



Vertex Dental

Zestaw 25 +10 Rapid Simplified

25 kg proszku
2 x 5 litrów płynu

dodatkowo w pakiecie:

- pasta do polerowania prac akrylowych HAAP100 (100 g)
- szmaciak 6-warstwowy do polerowania prac (HA162100)
- filc do polerowania prac (HA173)
- szczotka do polerowania 7-warstwowa (HA8280N)
- Divosep blue – 2 x 1 litr
- воск modelowy – 2 x 1 kg

cena rynkowa 4 120 zł

teraz **3 549 zł**

Sprawdź pełną ofertę na materiały protetyczne firmy Vertex Dental
www.dentalshop.pl



Agarownica GelMelt 8

Urządzenie do topienia agaru stosowanego przy wykonywaniu protez szkieletowych oraz protez akrylowych metodą wlewową.

12 200 zł



Polimeryzator MultiCure

Urządzenie do polimeryzacji prac akrylowych techniką na zimno, gorąco i prac ortodontycznych. Posiada możliwość ustawienia czasu i temperatury polimeryzacji oraz ciśnienia roboczego.

8 200 zł



NOWOŚĆ

Nowe mieszadło próżniowe Wassermann

Vamix Touch

Nowy mieszalnik do mas osłaniających, gipsu i silikonu. Jest łatwy w obsłudze dzięki dotykowemu panelowi sterowania. Posiada możliwość zaprogramowania 30 indywidualnych programów. Zaprogramowane parametry próżni i ilości obrotów są kontrolowane za pomocą specjalnego czujnika.

8 250 zł



NOWOŚĆ

Polyquick 260

Urządzenie do automatycznej polimeryzacji prac akrylowych w technologii na zimno i gorąco. Dodatkowo może być stosowane jako komora ciśnieniowa. Posiada dużą komorę o średnicy 240 mm i głębokości 160 mm, mieszczącą duże artykulatory. Wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający szybką i prostą obsługę.

16 400 zł



NOWOŚĆ

Polyquick 160

Mniejsza wersja urządzenia do automatycznej polimeryzacji na zimno i gorąco. Dodatkowo może być stosowane jako komora ciśnieniowa. Posiada komorę o średnicy 160 mm. Wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający szybką i prostą obsługę.

12 400 zł



Brux Checker®

Cienkie, jednostronnie barwione płytki przeznaczone do rejestracji zwichnięcia i bruxizmu. Do stosowania w protetyce i ortodoncji. Nr kat. 3209.1 - śr. 125 mm gr. 0,1 mm (10 szt.)

198 zł



Duran®

Twardo-elastyczne płytki transparentne stosowane do wykonywania m.in. szyn nagryzowych, szablonów implantologicznych, aparatów przeciw chrapaniu, retainerów. Nr kat. 3415.1 - śr. 125 mm gr. 1,0 mm (10 szt.)

78 zł



Copyplast®

Płytki elastyczne stosowane do wykonywania m.in. szyn wybielających, szyn do transferowania zamków i form do powielania. Nr kat. 3179.1 - śr. 125 mm gr. 1,0 mm (10 szt.)

50 zł



Bioplast®

Miękkie płytki elastyczne stosowane przy wykonywaniu m.in. ochraniaczy sportowych, pozycjonerów. Nr kat. 3187.1 - śr. 125 mm gr. 3,0 mm (10 szt.)

130 zł



Folie i płytki miękkie, twarde i elastyczne



Firma Scheu-Dental posiada w ofercie sprzęt oraz folie i płytki do termoformowania. Znajdują szerokie zastosowanie w pracowniach protetycznych i ortodontycznych m.in. przy wykonywaniu szyn terapeutycznych, nagryzowych, retainerów, aparatów ortodontycznych, pozycjonerów, łyżek indywidualnych, prac tymczasowych, szablonów chirurgicznych, form do powielania, ochraniaczy sportowych itp.

SZKOLENIA - TEMATY

Wykonywanie techniką termoformowania ciśnieniowego szyn transferowych do aparatów stałych

Dragan Skrobić | Termin: do uzgodnienia

600 zł

Wykonywanie szyn terapeutycznych, ochraniaczy sportowych oraz retainerów Osamu

Dragan Skrobić | Termin: do uzgodnienia

800 zł

Wykonywanie aparatów przeciw bezdechowi z zastosowaniem mechanizmu IST.

Tomasz Sprygacz | Dragan Skrobić

Termin: do uzgodnienia

1 800 zł

Kurs podstawowy certyfikujący do systemu Clear Aligner.

Tomasz Sprygacz | Dragan Skrobić

Termin: do uzgodnienia

3 000 zł

Nowa generacja Ministar® S



Ministar S

Urządzenie do termoformowania ciśnieniowego wyposażone w technologię skanowania: skaner odczytuje kod z folii, który automatycznie programuje wszystkie parametry, takie jak: czas nagrzewania, temperaturę i czas chłodzenia. Dzięki opatentowanemu systemowi nagrzewania promieniami podczerwonymi oraz ciśnieniu robocznemu 4.0 bar osiągane są bardzo dobre efekty termoformowania. Nowa generacja Minister S wyposażona jest w przyjazną dla użytkownika klawiaturę membranową i duży wyświetlacz. Wszystkie parametry operacyjne prezentowane są na wyświetlaczu.

7 390 zł

Efekt 50 lat doświadczenia w technice termoformowania



Biostar VII

Uniwersalne urządzenie do termoformowania ciśnieniowego przeznaczone do wykonywania prac w technice dentystycznej i ortodoncji.

Urządzenie wyposażone jest w czytnik kodów kreskowych. Zeskanowany kod informuje na ekranie o wszystkich typach prac, które mogą być wykonane z danej folii oraz o etapach wykonywania tych prac.

Wszystkie parametry pracy tzn. czas podgrzewania, temperatura i czas schładzania mogą być wprowadzone ręcznie lub zeskanowane z folii oraz automatycznie zaprogramowane przez urządzenie. Biostar VII posiada podwyższone do 6 barów ciśnienie robocze. Dzięki promiennikowi podczerwieni podgrzewanie folii rozpoczyna się w ciągu 1 sekundy od momentu włączenia urządzenia.

17 000 zł

Opatentowany system przesuwania zębów i leczenia wad zgryzu CA® Clear Aligner

Zastosowanie w protetyce


do estetycznego ustawiania własnych zębów pacjenta przed wykonaniem uzupełnienia protetycznego

Zastosowanie w implantologii

do przestawiania zębów w celu znalezienia najkorzystniejszego miejsca do wszczępienia implantu

Zastosowanie w ortodoncji

do leczenia wad zgryzu





NOWOŚĆ

Nowa drukarka 3D ASIGA MAX 3D

System Imprimo zawiera teraz drukarkę ASIGA MAX 3D, oferującą intuicyjną obsługę oraz szybkie i dokładne efekty drukowania. Wbudowany panel LCD z funkcją ekranu dotykowego zapewnia w czasie rzeczywistym informacje o procesie budowania i umożliwia interaktywną kontrolę. Wiele zadań drukowania można zapisać na zewnętrznym dysku SSD i zarządzać nimi za pośrednictwem ekranu dotykowego lub zdalnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Drukowanie prac może odbywać się za pośrednictwem sieci Ethernet lub Wi-Fi. Dzięki asortymentowi IMPRIMO 385 nm i niezawodnej technologii DLP ASIGA MAX może być stosowana we wszystkich dziedzinach stomatologii. Prace do drukowania można tworzyć przy użyciu oprogramowania Asiga Composer dodawanego bezpłatnie do każdej drukarki ASIGA MAX.

- Rozdzielczość 62 µm
- Technologia DLP 385 nm
- Wi-Fi
- Interaktywny ekran dotykowy

79 000 zł

Wkrocz w świat drukowania 3D

Korzystając ze specjalnych żywic światłoutwardzalnych możesz drukować szereg prac stosowanych w nowoczesnej stomatologii. Dzięki drukarce 3D i żywicom możesz w laboratorium wydrukować modele, szyny, protezy szkieletowe i prace tymczasowe.



Materiały do drukarek 3D

NextDent Base (różowy) Materiał do baz protez	1000 g	1 110 zł
NextDent C&B (A3.5) Materiał do koron i mostów	1000 g	975 zł
NextDent Model (Oker) Materiał do modeli	1000 g	860 zł
NextDent Model Ortho (beżowy) Materiał do modeli ortodontycznych	1000 g	860 zł
NextDent Ortho Clear (przeźroczysty) Materiał do zastosowań ortodontycznych	1000 g	1 110 zł
NextDent Ortho Rigid (niebieski) Materiał do zastosowań ortodontycznych	1000 g	1 110 zł
NextDent Ortho IBT (przezroczysty) Materiał do zastosowań ortodontycznych	1000 g	1 350 zł
NextDent Surgical Guide (pomarańczowy) Materiał do szablonów chirurgicznych	1000 g	975 zł
NextDent Tray (niebieski) Materiał do łyżek indywidualnych	1000 g	975 zł
NextDent Tray (różowy) Materiał do łyżek indywidualnych	1000 g	975 zł
NextDent Cast (purpurowy) Materiał do protez szkieletowych	1000 g	860 zł
NextDent Gingiva Mask (różowy) Materiał do masek dziąsłowych	1000 g	860 zł
SCHEU DENTAL Imprimo LC Model Materiał do modeli	1000 g	1 230 zł
SCHEU DENTAL Imprimo LC Splint Materiał do szyn	1000 g	1 410 zł
SCHEU DENTAL Imprimo LC Impression Materiał do łyżek wyciskowych	1000 g	1 105 zł

BEGO VarseoWax Model Materiał do modeli	1000 g	1 619 zł
BEGO VarseoWax Splint Materiał do szyn	1000 g	1 795 zł
BEGO VarseoWax Surgical Guide Materiał do szablonów implantologicznych	1000 g	1 516 zł
BEGO VarseoWax CAD/CAST Materiał do protez szkieletowych	1000 g	1 260 zł
BEGO VarseoWax Tray Materiał do łyżek indywidualnych	1000 g	1 420 zł



Promocja! Drukarka ASIGA MAX 3D + NIESPODZIANKA o wartości 4 000 zł GRATIS!

Promocja ograniczona ilościowo.



Imprimo LC Impression

Utwardzana światłem żywica na bazie metakrylanu do tworzenia indywidualnych łyżek wyciskowych. Przeznaczona do drukarek 3D ze źródłem światła o długości fal 385 nm.



Imprimo LC Model

Utwardzana światłem żywica na bazie metakrylanu metylu do produkcji precyzyjnych modeli dentystycznych o gładkich powierzchniach. Przeznaczona do drukarek 3D ze źródłem światła o długości fal 385 nm.



Imprimo LC Splint

Utwardzana światłem żywica na bazie metakrylanu metylu do produkcji precyzyjnych, przezroczystych szyn terapeutycznych oraz szablonów implantologicznych. Po utwardzeniu żywica charakteryzuje się względną elastycznością i zapewnia wysoką wygodę noszenia, zmniejszoną podatność na złamania i posiada doskonałe właściwości polerowania.



Scheu Dental LC Mini Light

Lampka przeznaczona do stabilizowania elementów i wstępnej polimeryzacji prac wykonanych z materiałów DURASPLINT® LC i CLEAR BLOKKER®. Wyposażona w 14 diod LED. Idealna do szybkich prac technicznych przy wykonywaniu m.in. aparatów przeciw chrapaniu, szyn do wybielania zębów itd. LC MINI LIGHT zasilana jest bateriami AAA. Długość fali: 400-405 nm.

370 zł

NextDent LC 3D Print Box

Urządzenie do końcowej polimeryzacji prac wydrukowanych z materiałów światłoutwardzalnych. Jest wyposażone w dwanaście lamp UV, które umieszczono w strategicznych miejscach komory. Zapewnia to równomierne oświetlenie obiektów ze wszystkich stron, co powoduje szybkie i równomierne utwardzanie pracy. Przestronne wnętrze (średnica 26 cm, wysokość 19,5 cm) LC-3D Print Box pozwala na jednoczesne utwardzanie wielu prac. Wewnętrzne wymiary komory pozwalają na umieszczenie w niej prac w artykulatorach. Dodatkową zaletą urządzenia jest łatwość wymiany żarówek UV.


13 500 zł



Deno Arti Natur

Gips artkulacyjny I klasy.
Do precyzyjnego montażu modeli
w artkulatorze. Kolor biały.
Worek 20 kg.

160 zł



Deno Dur

Ortodontyczny gips III klasy.
Do wykonywania podstaw modeli,
modeli roboczych i sytuacyjnych, modeli
zębów przeciwnych przy pracach
ortodontycznych oraz do modeli przy
naprawach. Kolor biały. Worek 20 kg.

140 zł



Deno Stone 3

Ortodontyczny gips IV klasy.
Do wykonywania modeli
roboczych, kontrolnych i modeli
zębów przeciwnych.
Kolory biały. Worek 20 kg.

209 zł



Deno Rock 4

Super twardy gips V klasy.
Przeznaczony do wykonywania wszystkich
modeli poglądowych i diagnostycznych,
łuków zębowych, pojedynczych filarów, mo-
deli roboczych, dzielonych i prac implantolo-
gicznych. Kolor kość słoniowa. Wiadro 5 kg.

99 zł



Deno Flow

Super twardy gips IV klasy.
Przeznaczony specjalnie do wykony-
wania filarów bez potrzeby stosowania
stolika wibrującego, do podstaw modeli.
Kolor morelowy. Worek 20 kg.

199 zł



Deno Stone 1

Super twardy gips IV klasy.
Przeznaczony do modeli kontrolnych
i roboczych, modeli zębów przeciwnych
oraz na podstawy. Idealny do tech-
niki wykonywania protez szkieletowych.
Kolor brązowo-żółty. Worek 20 kg.

218 zł



Deno Blast

Piasek z korundu szlachetnego o wielkości
ziaren 110 i 250 mikronów. Worek 20 kg.

289 zł



Perełki szklane

Materiał do opracowywania oraz nabłyszca-
nia delikatnych powierzchni ceramicznych
oraz konstrukcji z metali szlachetnych.
Wielkość ziaren 50 mikronów. Wiaderko 5 kg.

60 zł

Cyfrowe rozwiązania ortodontyczne Ortho System™ 2017

Oprogramowanie ortodontyczne firmy 3Shape pozwala na integrację
wszystkich danych klinicznych pacjentów oraz zaspokaja potrzeby
dotyczące leczenia ortodontycznego. „Ortho System™” umożliwia
w prosty i dokładny sposób analizę oraz planowanie zabiegów.

System przeznaczony jest do:

- rejestrowania właściwości topograficznych zębów poprzez skano-
wanie fizycznych modeli gipsowych lub wycisków konwencjonal-
nych pełnych łuków zębowych,



Archiwizacja modeli cyfrowych

Rozszerz zakres swoich usług
o wykonywanie modeli cyfrowych
z tradycyjnych modeli gipsowych,
wycisków konwencjonalnych
i skanów wewnątrzustnych,
a następnie ich zarchiwizowanie.

Analiza ortodontyczna

Wykorzystaj w łatwy sposób
swoje oprogramowanie do anali-
zy każdego przypadku ortodon-
tycznego.

Usługi w zakresie planowania leczenia

We współpracy z lekarzem orto-
dontą zaplanuj przebieg leczenia,
w tym rozmieszczenie zamków
na zębach pacjenta.

Kompletny proces CAD/CAM

Wykorzystaj swoje oprogramo-
wanie do zaprojektowania apa-
ratu ortodontycznego. Stosując
pliki wyjściowe wydrukuj
pracę na drukarce 3D.

28 PAŹDZIERNIKA 2017 ŁÓDŹ

Tips, tricks and
NEWS from
the BEST



Zapisz się już teraz

Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować
się na wydarzenie odwiedź stronę:
3shape.evenea.pl



Spotkanie z udziałem
specjalistów w zakresie
skanowania wewnątrzustnego!

Gość specjalny:
Dr Nelson Silva
(New York University)

Koszt uczestnictwa:
500 zł

**Użytkownicy skanerów
TRIOS w cenie udziału
otrzymają oprogramowanie
Smile Design o wartości
990 euro netto!**

Opcjonalnie dla uczestników
konferencji bankiet na zakoń-
czenie.

3shape

Wkrocz do świata cyfrowej stomatologii ze skanerami 3Shape serii E

3shape

W erze cyfrowej niezawodny system CAD/CAM stał się niezbędnym rozwiązaniem nawet w laboratoriach o mniejszych możliwościach finansowych. Wprowadzając na rynek nowe, przystępne cenowo skanery serii E,

firma 3Shape podniosła poprzeczkę dla podstawowych rozwiązań, jednocześnie dając laboratoriom dowolnej wielkości dostęp do zaawansowanych technologii CAD/CAM.

BEZ SUBSKRYPCJI



Skaner E1

Podstawowe funkcje skanowania na potrzeby laboratoriów cyfrowych

- 2 kamery o rozdzielczości 5 MP, technologia Blue LED, skaner wieloliniowy
- Dokładność (ISO 12836/implant): 10 µm/12 µm
- Prędkość skanowania łuku: 40 s
- Prędkość skanowania filara: 25 s
- Prędkość skanowania wycisku pełnego łuku: 130 s
- Tekstura: n/d

E1 Scan Only

45 500 zł

E1 Premium

63 500 zł



Skaner E2

Większa wydajność i funkcja skanowania tekstur

- 2 kamery o rozdzielczości 5 MP, technologia Blue LED, skaner wieloliniowy
- Dokładność (ISO 12836/implant): 10 µm/12 µm
- Prędkość skanowania łuku: 30 s
- Prędkość skanowania filara: 20 s
- Prędkość skanowania wycisku pełnego łuku: 90 s
- Tekstura: czarno-biała

E2 Premium

76 400 zł



Skaner E3

Najwyższa wydajność i dokładność

- 2 kamery o rozdzielczości 5 MP, technologia Blue LED, skaner wieloliniowy
- Dokładność (ISO 12836/implant): 7 µm/10 µm
- Prędkość skanowania łuku: 24 s
- Prędkość skanowania filara: 18 s
- Prędkość skanowania wycisku pełnego łuku: 80 s
- Tekstura: Kolor

E3 Premium

99 600 zł

Dlaczego warto zainwestować w skanery 3Shape z linii E?

Najlepszy stosunek jakości do ceny

Zaawansowane funkcje skanowania oraz procedury projektowania CAD w przystępnej cenie.

Szybkie skanowanie

Umożliwia pracę nad większą liczbą przypadków w krótszym czasie.

Najnowsze technologie

Kamery 5 MP, technologia Blue LED oraz funkcja skanowania wieloliniowego zapewniają optymalną dokładność i umożliwiają uchwycenie szczegółów.

Skanowanie wycisku

Możliwość bezpośredniego skanowania wycisku bez potrzeby odlewania modelu pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Funkcji Autostart

Nie ma potrzeby naciśnięcia przycisku Start. Skanowanie rozpocznie się od razu po umieszczeniu modelu w urządzeniu.

SZKOLENIA - TEMATY

Szkolenia z zakresu projektowania i obsługi systemów CAD/CAM z zastosowaniem oprogramowania 3Shape - protetyka (podstawowy)

Dariusz Moradi
Termin: indywidualny

1 400 zł

Szkolenia z zakresu projektowania i obsługi systemów CAD/CAM z zastosowaniem oprogramowania 3Shape - protetyka (zaawansowany)

Dariusz Moradi
Termin: indywidualny

2 500 zł

Szkolenia z zakresu projektowania i obsługi systemów CAD/CAM z zastosowaniem oprogramowania 3Shape - ortodoncja (podstawowy)

Michał Dudkowski
Termin: indywidualny

1 400 zł

Szkolenia z zakresu projektowania i obsługi systemów CAD/CAM z zastosowaniem oprogramowania 3Shape - ortodoncja (zaawansowany)

Michał Dudkowski
Termin: indywidualny

2 500 zł

Tips, tricks and NEWS from the BEST

Nelson Silva
Termin: 28.10.2017 Łódź

500 zł



Co nowego w oprogramowaniu Dental System 2017

Cyfrowa stomatologia nie leży już w sferze rozwiązań przyszłości, ale jest dostępna dziś i z pewnością będzie się dalej rozwijać. W dzisiejszych czasach laboratoria dentystyczne bardziej niż dotychczas muszą przechodzić na rozwiązania cyfrowe, ponieważ w przeciwnym wypadku pozostaną daleko w tyle za konkurencją. 3Shape Dental System 2017 to szybkie, precyzyjne i niezawodne rozwiązanie CAD/CAM do wykonywania prac dentystycznych, stanowiące dobrą inwestycję na przyszłość, a jednocześnie znajdujące się w zasięgu finansowym laboratoriów dowolnej wielkości. Dostępne ze wszystkimi skanerami 3Shape.

NOWOŚĆ

Przenoszenie prawidłowych pozycji oraz ograniczenie potrzeby ręcznego dokonywania zmian

Stosowana przez firmę 3Shape udoskonalona płytka transferowa artykulatora precyzyjnie przenosi pozycję z artykulatora fizycznego do wirtualnego, ograniczając potrzebę ręcznego dokonywania zmian. Można również pominąć skan zgrzyzu i zaoszczędzić sobie dodatkowy krok podczas skanowania. Program jest kompatybilny ze wszystkimi artykulatorami.

NOWOŚĆ

Możliwość skanowania wszystkich rodzajów tyżek wyciskowych

Uzyskaj możliwość obsługi tyżek indywidualnych oraz funkcji rejestrowania zwarcia.

NOWOŚĆ

Łatwe i precyzyjne skanowanie implantów dzięki transferom do skanowania firmy 3Shape

W ofercie firmy dostępne są nowe, precyzyjne tytanowe pozycjonery do skanowania prac implantoprotetycznych dla wszystkich głównych systemów implantologicznych. Zastosowano w nich unikatowy kod identyfikujący, który automatycznie rozpoznaje rodzaj połączenia oraz system implantologiczny. Transfery zgodne dostosowane są do skanerów laboratoryjnych oraz wewnątrzustnych.

JUŻ WKRÓTCE

Skanowanie wycisków z implantami

Zoptymalizowana funkcja skanowania wycisków dokładnie przechwytyje pozycję i kąty implantów bezpośrednio z wycisków implantów, umożliwiając pominięcie kilku kroków i ograniczając margines błędu.

NOWOŚĆ

Możliwość skorzystania z subskrypcji 3Shape LabCare.

Firma zmodyfikowała koncepcję dotyczącą opłacania subskrypcji i oferuje w chwili obecnej dwie opcje:

1. 3Shape LabCare – ulepszony pakiet subskrypcji oraz wsparcia klienta. Użytkownicy, którzy zdecydują się na opłacanie licencji, otrzymują w jej cenie dostęp do wszelkich aktualizacji, pomocy technicznej, wsparcia merytorycznego, szkoleń oraz dodatkowych rabatów. Ponadto mogą skorzystać z opcjonalnego pakietu gwarancyjnego z możliwością wymiany skanera.

2. Pakiet podstawowy – brak opłat licencyjnych oferujący ograniczony zakres usług. Idealne rozwiązanie dla doświadczonych laboratoriów stawiających na ekonomię.



Szyna transferowa
90 zł



Proteza szkieletowa
80 zł



Model protetyczny
40 zł



Model ortodontyczny
50 zł



Szablon chirurgiczny
350 zł



Korona tymczasowa
50 zł



Centrum Skanowania i Projektowania CAD/CAM

Centrum Skanowania i Projektowania BEGO Medical w firmie Denon Dental w spiera techników w zakresie:

komputerowego projektowania i wytwarzania struktur protetycznych

projektowania na bazie zeskanowanego modelu lub wymodelowanej struktury w wosku

wykonywania prac z różnych materiałów: cyrkon, Co-Cr, tytan, PMMA, IPS e-max, stopy metali szlachetnych

wykonywania szeregu struktur: pojedyncze czapeczki, korony, mosty, łączniki indywidualne, belki implantologiczne, protezy szkieletowe, prace teleskopowe i kombinowane

Prace skanowane i projektowane są w Denon Dental, a wytwarzane w Niemczech w siedzibie BEGO Medical. Po około trzech dniach trafiają do pracowni protetycznych w Polsce. W Centrum Skanowania i Projektowania przygotowywane są i drukowane w technologii 3D: modele protetyczne i ortodontyczne, szablony chirurgiczne, protezy szkieletowe, szyny transferowe, szyny terapeutyczne, uzupełnienia tymczasowe.

NOWOŚĆ

Polecamy cyrkon KATANA Zirconia UTML



Wielowarstwowy tlenek cyrkonu o szklanej translucencji. Wielokolorowy materiał KATANA* UTML charakteryzuje się wyjątkowym przejściem między odcieniami bez powstawania stopni między kolorami oraz bardzo wysoką translucencją. Aby przezierność była jak najbardziej zbliżona do zębów naturalnych, intensywność koloru cyrkonu KATANA UTML zmniejsza się wraz ze zbliżaniem do brzegu siecznego. Dostępny w 16 kolorach wg klasycznego kolornika firmy VITA.

Posiada naturalną estetykę, dzięki zastosowaniu czterech wzajemnie przenikających się warstw kolorów. Łatwa obróbka wyfrezowanej podbudowy. Niezbędne jest tylko wypolerowanie lub nałożenie glazury. Jest idealnym materiałem dla pełnoceramicznych koron i mostów.

* Nazwa handlowa/zastrzeżony znak towarowy firmy, która nie jest częścią grupy BEGO.

Jakie wykorzystujemy materiały?

Posiadamy szeroką ofertę materiałów, z których wykonujemy prace. Możesz zlecić u nas konstrukcje z tytanu, cyrkonu, stopu metali szlachetnych oraz nieszlachetnych, z materiałów na prace tymczasowe BeCe Temp, tworzywa sztucznego BeCe Cast spalające się bezresztkowo czy BeCe Wax Up - tworzywa do techniki ceramiki prasowanej.



**Konstrukcje z tlenku cyrkonu
BeCe CAD Zirkon+**

Cena za punkt **168 zł**



**NOWOŚĆ Korony i mosty
z Katana Zirconia UMTL**

Cena za punkt **237 zł**



**Konstrukcje SLM
z Wirobond C+**

Cena za punkt **71 zł**



**Konstrukcje frezowane
z Wirobond MI+**

Cena za punkt **168 zł**



**Łączniki jednoczęściowe
/ dwuczęściowe**

cyrkonowe, tytanowe, chrom-kobalt

Cena za punkt **399 zł**



Belki BEGO CAD / Base Bar

Cena za łącznik bazowy **475 zł**

Cena za belkę **68 zł**

Jakie stosujemy technologie?

Frezowanie HSC - High Speed Cutting

Technologia HSC polega na wycinaniu prac z bloczków cyrkonowych lub ze stopów metali przy wykorzystaniu 5-osiowych symultanicznych frezarek przemysłowych. Użycie silników liniowych zapewnia delikatny proces frezowania, dzięki czemu osiągnięta jest najwyższa możliwa precyzja. Frezowane prace są idealnie dopasowane, bez konieczności dodatkowej obróbki.

Spiek laserowy - Selective Laser Melting

Technologia opracowana i opatentowana przez firmę BEGO polega na topieniu laserem sproszkowanego metalu - warstwa po warstwie. Gwarantuje ona niepowtarzalną jakość wykonania podbudowy metalowej oraz najlepsze parametry stopów z doskonałą homogenicznością. Konstrukcje charakteryzują się brakiem napieć w strukturze metalowej i są doskonałe dopasowane. Dzięki temu możliwe jest tworzenie konstrukcji o silnym połączeniu z materiałem do licowania.

Drukowanie 3D Rapid Prototyping

Technologia bazuje na druku 3D. Umożliwia wykonanie m.in. modeli, szablonów chirurgicznych oraz szyn. Obiekty mogą być wykonane także z tworzywa spalającego się bezresztkowo, co umożliwia tworzenie podbudowy dla ceramiki prasowanej, jak również bazy do wykonywania protez szkieletowych.

Technologie hybrydowe CAD-Cast

Metoda wykonywania prac ze stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych. W technologii CAM wykonywana jest podbudowa z tworzywa spalającego się bezresztkowo. Następnie praca jest przemysłowo odlwana przy użyciu odlewni ciśnieniowo-próżniowej.

Jakie wykonujemy prace?

Przy rozwiązaniach konwencjonanych wykonujemy podbudowy pod korony i mosty, podbudowy pod ceramikę prasowaną, inlay, onlay, licówki, wkłady koronowo-korzeniowe czy szyny nagryzowe. W przypadku implantoprotezy wykonujemy szablony implantologiczne, belki, łączniki jednoczęściowe i dwuczęściowe.



Nagroda „Gazela Biznesu” dla Denon Dental

W marcu miała miejsce gala, podczas której oficjalnie otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu. Nagrodę co roku przyznaje dziennik Puls Biznesu we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland. Ranking obejmuje małe i średnie przedsiębiorstwa, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale dają sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Nagrodę otrzymaliśmy po raz drugi z rzędu i staramy się o kolejne wyróżnienia w przyszłości...



Jubileusz 70-lecia Szkoły w Krakowie

Firma Denon Dental, jako długoletni dostawca oraz partner szkoleniowy kierunku Technika Dentystyczna Krakowskiej Szkoły Medycznej im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1, została Partnerem obchodów Jubileuszu Szkoły w Krakowie. Gratulujemy pięknych obchodów i życzymy powodzenia w dalszej pracy.



Renatto Carretti w Polsce

W maju w Krakowie ponownie gościliśmy Pana Renatto Carretti ze Szwajcarii. Światowej sławy ceramista poprowadził dla grupy naszych Klientów dwudniowy kurs praktyczny dotyczący estetyki odcinka przedniego z zastosowaniem ceramiki VITA VM®9 i VM®13. W szkoleniu udział wzięli wyłącznie doświadczeni technicy dentystyczni, dążący do osiągnięcia perfekcji.



Szkolenia dla studentów Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

W kwietniu przeprowadziliśmy w Poznaniu w ramach przedmiotu „Współczesne techniki i metody w technice dentystycznej” dwa pokazy praktyczne dla przyszłych techników dentystycznych. Studenci mieli okazję prześledzić etapy wirtualnego projektowania: uzupełnień stałych, łączników implantologicznych oraz protez szkieletowych. Warsztatowa forma szkolenia była dla większości z nich pierwszą w życiu okazją osobistego spotkania się z wirtualną protetyką.

DENON
DENTAL

Denon Dental

Twój Partner w protetyce, implantologii, ortodoncji i CAD/CAM

ul. Kolejowa 49 | 05-520 | Konstancin-Jeziorna

Telefon 22 717 58 70 | www.dental.pl | www.dentalshop.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen podanych w niniejszej gazecie w zależności od zmiany kursu euro. Promocje nie łączą się ze sobą. Promocje obowiązują do odwołania lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów drukarskich.