


# VITA MFT®

Multi Functional Teeth

## Karta kształtów akrylowych zębów konfekcyjnych



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru


VITA kontrola koloru

Data wydania 01.15


VITA shade, VITA made.

**VITA**

Dostępne w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER  
i VITA classical A–D



kształt łypaty




kształt trójkąta

**040**



**T41**



**044**



**T43**




**049**



**T46**



wszystkie wymiary w mm



szerokość garnituru

szerokość zęba centralnego

wysokość korony zęba

**T49**



### VITA MFT – estetyka w nowej skali

Anatomiczne zęby przednie MFT, których kontakty międzyzębowe w obszarze siecznym są lekko przechylone w kierunku podniebiennym umożliwiają bezproblemowe ustawianie szeregowe.


Anatomicznie właściwy przebieg krzywizny wargowej umożliwia dokładne i fizjologiczne wyznaczenie pozycji zęba. Dyskretnie opracowane szyjki zębów umożliwiają wykonanie właściwych kieszonek dziąsłowych dopasowanych do każdej grupy wiekowej.

## dolne zęby przednie



kształt prostokątny


**R42**



**R45**



**R47**



kształt kwadratowy

**S47**



**S50\***



**L33**



**L34**



**L37**



**L37LN**



**L40**



Kształt **L37LN (Long Neck)** umożliwia wykonywanie cech charakterystycznych spotykanych w zębach paradontalnych jak np. w protezach częściowych

**PU29 – PL29**



**PU31 – PL31**



**PU33 – PL33**



**easy-centric® – łatwość ustawiania  
w nowym wymiarze**

Ukształtowanie powierzchni żującej zębów VITA MFT wg nowatorskiej zasady easy-centric. Profesjonalna i racjonalna ustawka wspomaga produktywność i podnosi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, które są tak ważne dla naszych pacjentów.

Nr.		Nr.		
	mm		mm	Nr.
<b>O40</b>	40,0	<b>L33</b> 32,6	<b>PU29</b> 28,8	<b>PL29</b> 29,6
<b>O44</b>	43,9	<b>L34</b> 34,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PL29</b> 29,6
<b>O49</b>	49,2	<b>L40</b> 39,5	<b>PU33</b> 33,0	<b>PL33</b> 33,6
<b>T41</b>	40,5	<b>L33</b> 32,6	<b>PU29</b> 28,8	<b>PL29</b> 29,6
<b>T43</b>	43,3	<b>L34</b> 34,0	<b>PU31</b> 30,6	<b>PL31</b> 31,1
<b>T46</b>	46,1	<b>L37</b> 36,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PL31</b> 31,1
<b>T49</b>	48,8	<b>L40</b> 39,5	<b>PU33</b> 33,0	<b>PL33</b> 33,6
<b>R42</b>	42,1	<b>L34</b> 34,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PL29</b> 29,6
<b>R45</b>	44,5	<b>L37</b> 36,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PL31</b> 31,1
<b>R47</b>	46,6	<b>L37</b> 36,8	<b>PU33</b> 33,0	<b>PL33</b> 33,6
<b>S47</b>	46,8	<b>L40</b> 39,5	<b>PU33</b> 33,0	<b>PL33</b> 33,6
<b>S50</b>	49,7	<b>L40</b> 39,5	<b>PU33</b> 33,0	<b>PL33</b> 33,6



#### VITA MFT – anteriors i posteriors

Pełny asortyment doboru zębów konfekcyjnych VITA MFT znajduje się w ergonomicznej i kompaktowej skrzynce. Sprawny i harmonijny dobór kolorów i kształtów to cecha charakterystyczna tego produktu.

Multifunkcyjne zęby VITA MFT stosujemy w:

- protezach całkowitych
- protezach wykonywanych na bazie implantów
- protezach teleskopowych i stożkowych (konus)
- protezach na zasuwach
- protezach szkieletowych
- protezach tymczasowych

#### Paleta zębów VITA MFT obejmuje


- 13 kolorów VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 kolorów VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne kolory zębów.



**Uwaga:** Produkt ten został opracowany do ściśle określonego zastosowania. Dlatego też powinien być stosowany zgodnie z instrukcją. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu, jeżeli pragnie się go zastosować do innych potrzeb. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten nie będzie stosowany ze zgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych firm. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu.

Wydanie instrukcji obróbki materiału: 01.15

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualną wersję instrukcji obróbki materiału znajdują Państwo na stronie internetowej [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące materiały posiadają certyfikat oraz oznaczenie **CE** 0124 :

**VITA MFT®**

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)