

21.10 Zalecane kleje do baz Sub-Tec Universal



Nimetic-Cem (3M ESPE AG)

Pro Bond klej 2-składnikowy (al dente dentalprodukte GmbH)

CEKA SITE (ALPHADENT NV)

Attachment bond (Heraeus Kulzer GmbH)

Panavia 21 (Kuraray Dental)

Panavia F (Kuraray Dental)

Alphalink (Schütz Dental GmbH)

Alphalink fast (Schütz Dental GmbH)

SD-Masterbond (Servo-Dental Rademacher)

AGC® CEM (Wieland Dental + Technik GmbH)

Durobond (ZL-Microdent-Attachment GmbH & Co. KG)

Powyższa lista ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi żadnej oceny materiałów.