

Przegląd platform*



Średnica implantu	Platforma protetyczna	Łączniki CAD jdnoczęściowe				Łączniki CAD dwuczęściowe				CADBase z poziomu implantu		CADBase z poziomu łącznika		
		BEGO Tytan - Klasa 5	Wirobond® MI+	BeCe® CAD Cyrkon XH	IPS e.max CAD	BEGO Cyrkon LT	BEGO PMMA Multicolor	Stopy metali CAD/Cast®	Wirobond® C+	BEGO Cyrkon LT Most połączony z tytanową bazą No Hex	BEGO Tytan - Klasa 5	Wirobond® MI+	BEGO Tytan - Klasa 5	Wirobond® MI+
BEGO Implant Systems – Semados® linia S/RI														
3,25; 3,75	3,67													
4,1	4,1	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,5	4,5													
5,5	5,5													
BEGO Implant Systems – Semados® linia RS/RSX, Platform Switch														
3,0	3,0													
3,75	3,67													
4,1	4,1	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,5	4,5			√ ^{1) 2)}						√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
5,5	5,5													
BEGO Implant Systems – Semados® Mini														
2,7; 2,9; 3,1	3,5										√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus														
3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5	Poziom łącznika												√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
Biocomp (Range 10.1) poziom implantu / poziom łącznika														
3,4; 4,0	4,0										√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,6; 5,2	5,2													
BIOMET 3i (Range 4.1) Osseotite Certain / NanoTite Certain														
3,25; 3/4/3; 4/3	3,4													
4,0; 4/5/4; 5/4	4,1	√ ^{1) 2)}				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,0; 5/6/5; 6/5	5,0													
BIOMET 3i (Range 4.2) Osseotite / NanoTite														
3,25	3,4													
3,75; 4,0; 3/4	4,1	√ ^{1) 2)}				√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,0; 4/5	5,0													
CAMLOG (Range 8.1) CAMLOG SCREW-LINE / ROOT-LINE														
3,3	3,3													
3,8	3,8													
4,3	4,3	√ ^{1) 2)}				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
5,0	5,0													
6,0	6,0													

¹⁾ 3Shape* ²⁾ exocad

* - symbole stanowią zarejestrowany znak handlowy firm, które nie należą do grupy BEGO, za wyjątkiem BEGO Implant Systems.

BEGO Medical - tabela kompatybilnych platform

Przegląd platform*



Średnica implantu	Platforma protetyczna	Łączniki CAD jednoczęściowe				Łączniki CAD dwuczęściowe				CADBase z poziomu implantu		CADBase z poziomu łącznika	
		BEGO Tytan - Klasa 5	Wirobond® MI+	BeCe® CAD Cyrkon XH	IPS e.max CAD	BEGO Cyrkon LT	BEGO PMMA Multicolor	Stopy metali CAD/Cast®	Wirobond® C+	BEGO Cyrkon LT bridge bonded to titanium no Hex base	BEGO Tytan - Klasa 5	Wirobond® MI+	BEGO Tytan - Klasa 5
CAMLOG (Range 8.2) CONELOG SCREW-LINE													
3,3	3,3												
3,8	3,8					√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}				
4,3	4,3												
5,0	5,0												
CAMLOG (Range 8.3) iSy													
3,8; 4,4; 5,0						√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾					
DENTSPLY Implants (Range 2.1) FRIALIT / XiVE													
3,4	3,4												
3,8	3,8					√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,5	4,5								√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
5,5	5,5												
DENTSPLY Implants (Range 2.2) Ankylos													
3,5; 4,5; 5,5; 7,0								√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾			√ ^{1) 2)} √ ^{1) 2)}
DENTSPLY Implants (Range 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed													
3,5; 4,0	3,5/4,0					√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}					√ ^{1) 2)} √ ^{1) 2)}
4,5; 5,0	4,5/5,0							√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
DENTSPLY Implants (Range 5.2) ASTRA TECH OsseoSpeed EV													
3,0	3,0												
3,6	3,6												
4,2	4,2					√ ^{1) 2)}							√ ^{1) 2)} √ ^{1) 2)}
4,8	4,8												
5,4	5,4												
Dyna Dental (Range 9.1) Dyna Helix													
3,2; 3,6; 4,2; 5,0	3,6/4,0												√ ^{1) 2)} √ ^{1) 2)}
Neoss (Range 11.1) ProActive													
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	4,5					√ ^{1) 2)}							√ ^{1) 2)} √ ^{1) 2)}
Nobel Biocare (Range 3.1) NobelActive													
3,5	NP					√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,3; 5,0	RP												
Nobel Biocare (Range 3.2) NobelReplace / Replace Select / NobelSpeedy Replace													
3,5	NP												
4,0; 4,3	RP					√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
5,0	WP												
6,0	6,0												

¹⁾ 3Shape* ²⁾ exocad

* - symbole stanowią zarejestrowany znak handlowy firm, które nie należą do grupy BEGO, za wyjątkiem BEGO Implant Systems.

BEGO Medical - tabela kompatybilnych platform

Przegląd platform*



Średnica implantu	Platforma protetyczna	Łączniki CAD jednoczęściowe				Łączniki CAD dwuczęściowe				CADBase z poziomu implantu		CADBase z poziomu łącznika	
		BEGO Tytan - Klasa 5	Wirobond® MI+	BeCe® CAD Cyrkon XH	IPS e.max CAD	BEGO Cyrkon LT	BEGO PMMA Multicolor	Stopy metali CAD/Cast®	Wirobond® C+	BEGO Cyrkon LT bridge bonded to titanium no Hex base	BEGO Tytan - Klasa 5	Wirobond® MI+	BEGO Titan Grade 5
Nobel Biocare (Range 3.3) Brånemark System / NobelSpeedy Shorty / Groovy													
3,3	NP												
3,75; 4,0	RP	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,0	WP												
Nobel Biocare (Range 3.4) Łączniki Multi-unit													
Nobel Active Nobel Replace Brånemark System ASTRA TECH Osseo-Speed Straumann synOcta Straumann BoneLevel												√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
Phibo (Range 7.1) TSH													
S2 3,3	3,3												
S3 3,6; S4 4,2	4,0	√ ^{1) 2)}								√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
S5 4,8	5,0												
Straumann (Range 1.1) synOcta / Standard / Standard Plus / Tapered Effect													
4,1; 4,8	RN 4,8	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,8	WN 6,5												
Straumann (Range 1.2) Straumann BoneLevel													
3,3	NC	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
4,1; 4,8	RC												
Straumann (Range 1.3) Straumann Narrow Neck CrossFit													
3,5	NNC	√ ^{1) 2)}			√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾						
Zimmer Dental (Range 6.1) Tapered Screw-Vent													
3,7; 4,1	3,5									√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
4,7	4,5	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}					
6,0	5,7												

¹⁾ 3Shape* ²⁾ exocad

* - symbole stanowią zarejestrowany znak handlowy firm, które nie należą do grupy BEGO, za wyjątkiem BEGO Implant Systems.

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany · Hotline +49 421 2028-200

Przedstawiciel BEGO Medical w Polsce:

Denon Dental Sp. z o.o. · ul. Kolejowa 49 · 05-520 · Konstancin-Jeziorna ·
tel. + 48 22 717 58 70 · www.dental.pl

