





ROZWIĄZANIA PROTETYCZNE:
ZDECYDUJ SIĘ NA POSTĘP



KONCEPCJA LYRAMILL

Dzięki urządzeniu LYRAMILL możesz wykonywać uzupełnienia protetyczne w technologii CAD-CAM bezpośrednio w gabinecie lub laboratorium. Rozbudowane prace możesz zlecić do wykonania w Centrum Skanowania i Projektowania w Denon Dental. Uzupełnienie protetyczne wykonasz w czterech krokach.

<p>1</p>  <p>SKANOWANIE</p> <p>Wykonywane skany można wykorzystywać w dowolny sposób.</p> <p>Na ich bazie możesz wymodelować i wykonać prace u siebie lub wysłać je do wykonania na zewnątrz.</p>	<p>2</p>  <p>PROJEKTOWANIE</p> <p>Zaprojektowanie pracy może odbyć się samodzielnie przy użyciu oprogramowania CAD/CAM lub zlecić na zewnątrz.</p> <p>Oprogramowanie umożliwia uzyskanie bezpośredniej pomocy online.</p>	<p>3</p>  <p>PRODUKCJA</p> <p>Frezarka LYRAMILL jest kompaktowym urządzeniem przewidzianym do pracy w laboratorium lub gabinecie stomatologicznym.</p> <p>Możesz w łatwy i szybki sposób wykonać pracę u siebie.</p>	<p>4</p>  <p>WYKOŃCZENIE</p> <p>Możliwe jest wykorzystywanie dowolnych pieców i materiałów wykończeniowych.</p> <p>Finalizowanie uzupełnień następuje bezpośrednio w gabinecie lub laboratorium.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEJDŹ DO ŚWIATA CYFROWYCH WYCISKÓW

Dzięki wyposażeniu dostosowanemu do Twoich potrzeb jest to najlepsze urządzenie do pracy z wyciskami cyfrowymi.

3SHAPE TRIOS®3

- skanowanie bezprzewodowe** bez potrzeby zastosowania proszku
- zjęcia wewnątrzne** w jakości HD
- automatyczny dobór kolorów zęba** podczas skanowania
- wyciski cyfrowe w implantologii** - łączniki oraz implanty



Skaner TRIOS®3 Pod Wireless



Skaner TRIOS®3 Cart



Skaner 3Shape E1



NAJWYŻSZA PRECYZJA

- skanowanie** z zachowaniem precyzji 25 mikronów
- cyfrowy wycisk** wystarczy do wykonania pracy - brak elementów pośrednich (silikon-gips)
- w połączeniu z oprogramowaniem** do cyfrowego modelowania gwarantuje pracę o doskonałym dopasowaniu
- archiwizacja cyfrowych danych** gwarancja bezpieczeństwa na długie lata



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

- brak kosztów transportu i wysyłki**
- bez odlewania, bez wykonywania modeli gipsowych**



KOMFORT PACJENTA

- szybkie skanowanie** bez niepożądanych działań ubocznych spowodowanych tradycyjną masą wyciskową



PROSTE STOSOWANIE

- zeskanowany obraz** może być powiększony i wyrównywany, przez co kontrola wizualna jest ułatwiona
- skanowanie pacjenta** może być przerwane i dokończony w późniejszym czasie, bez ryzyka utraty danych




bez przyłącza
**sprężonego
powietrza**



automatyczne
**ryglowanie
frezów i bloczków**



bez przyłącza
do wody



frezowanie
**bezpośrednio
z pamięci USB**




**Zaprojektowany
i wyprodukowany
we Francji**




**wyjątkowo
dokładne frezy**
do precyzyjnej
obróbki




**kompatybilny ze
wszystkimi bloczkami**
dostępnymi na rynku



wykonywanie
cementowanych
lub przykręcanych
prac na implantach



**cichy silnik,
bez wibracji**
do precyzyjnego
wykończenia pracy



Możliwość wykonywania uzupełnień **w technologii CAD-CAM w laboratorium lub bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym**

LYRA to precyzyjna frezarka z zastosowaniem 4 osiowego silnika, zoptymalizowana do wykorzystywania w laboratorium oraz przy gabinecie stomatologicznym. Umożliwia wykonywanie prac z wszystkich bloczków ceramicznych, nanoceramicznych i tworzyw m.in. firm VITA, Ivoclar Vivadent, Dentsply i 3M Espe.



LYRA™



DENON
DENTAL

Dystrybutor w Polsce:
Denon Dental Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 49
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. + 48 22 717 58 70
www.dental.pl
www.dentalshop.pl