

Stupek do równoległości dla Pilot Markera RS/RSX oraz wiertła głębokościowego RS/RSX 2,5
Art.-Nr. 57956

Pilot Marker RS/RSX 1,6 krótki
Art.-Nr. 57481

Pilot Marker RS/RSX-Line 1,6 długi
Art.-Nr. 57482

Wiertło głębokościowe RS/RSX-Line 2,5 krótkie
Art.-Nr. 57926

Wiertło głębokościowe RS/RSX-Line 2,5 długie
Art.-Nr. 57927

Wiertło głębokościowe RS/RSX 3,0 krótkie
Art.-Nr. 57928

Wiertło głębokościowe RS/RSX 3,0 długie
Art.-Nr. 57929

DD D1 RS/RSX 3,0
Art.-Nr. 57484

Wiertło poszerzające RS/RSX 3,0
Art.-Nr. 57937

Gwintownik RS/RSX 3,0
Art.-Nr. 57943

Przeznaczenie implantu, krótkie, do klucza dynamometrycznego
Art.-Nr. 55831

Przeznaczenie implantu, długie, do klucza dynamometrycznego
Art.-Nr. 55830

Przeznaczenie implantu, krótkie, maszynowe na kątnicę
Art.-Nr. 56990

Przedłużka do wiertła, jednoczęściowa, bez chłodzenia
Art.-Nr. 57265

Przeznaczenie implantu, krótkie, do klucza dynamometrycznego
Art.-Nr. 53949

Przeznaczenie implantu, długie, do klucza dynamometrycznego
Art.-Nr. 53948

Klucz sześciokątny 1,25 mm, krótki, do klucza dynamometrycznego
Art.-Nr. 53949

Klucz sześciokątny 1,25 mm, długi, do klucza dynamometrycznego
Art.-Nr. 53948

Klucz sześciokątny 1,25 mm, krótki, na kątnicę
Art.-Nr. 55563

Klucz sześciokątny 1,25 mm, długi, na kątnicę
Art.-Nr. 55564

Ratsche/Drehmomentschlüssel
Art.-Nr. 55799

Instrument pomiaru głębokości RS/RSX*
Art.-Nr. 57955

Führungsschlüssel*
Art.-Nr. 53897

0197 BEGO Semados® RS/RSX-Line

SEMADOS

Drilling Depth
11.5, 8.5, 15, 7, 13, 10

Hexagon Screwdriver

Depth Drill Short, **Depth Drill Long**, **Depth Drill D1**, **Counter-sink**, **Screw Tapper**

Wiertło głębokościowe RS/RSX 3,75 krótkie
Art.-Nr. 57930

Wiertło głębokościowe RS/RSX 3,75 długie
Art.-Nr. 57931

DD D1 RS/RSX 3,75
Art.-Nr. 57485

Wiertło poszerzające RS/RSX 3,75
Art.-Nr. 57938

Gwintownik RS/RSX 3,75
Art.-Nr. 57944

Wiertło głębokościowe RS/RSX 4,1 krótkie
Art.-Nr. 57932

Wiertło głębokościowe RS/RSX 4,1 długie
Art.-Nr. 57933

DD D1 RS/RSX 4,1
Art.-Nr. 57486

Wiertło poszerzające RS/RSX 4,1
Art.-Nr. 57939

Gwintownik RS/RSX 4,1
Art.-Nr. 57945

Wiertło głębokościowe RS/RSX 4,5 krótkie
Art.-Nr. 57934

Wiertło głębokościowe RS/RSX 4,5 długie
Art.-Nr. 57935

DD D1 RS/RSX 4,5
Art.-Nr. 57487

Wiertło poszerzające RS/RSX 4,5
Art.-Nr. 57940

Gwintownik RS/RSX 4,5
Art.-Nr. 57946

Wiertło głębokościowe RS/RSX 5,5 krótkie
Art.-Nr. 57936

DD D1 RS/RSX 5,5
Art.-Nr. 57488

Wiertło poszerzające RS/RSX 5,5
Art.-Nr. 57941

Gwintownik RS/RSX 5,5
Art.-Nr. 57947

* Instrumenty w kasieci, poniżej widocznej wkładki.

Razem do sukcesu!