




VITA MFT

Multi Functional Teeth


Karta form akrylowych zębów konfekcyjnych




Stan z 09.10



W kolorach
VITA SYSTEM 3D-MASTER



kształt łopaty



kształt trójkąta

040



T41



044



T43



049




T46



T49



wszystkie wymiary w mm



szerokość garnituru

szerokość zęba centralnego


wysokość korony zęba

VITA MFT – estetyka w nowej skali

Anatomiczne zęby przednie MFT, których kontakty międzyzębowe w obszarze siecznym są lekko przechylone w kierunku podniebiennym umożliwiają bezproblemowe ustawianie szeregowe.

Anatomicznie właściwy przebieg krzywizny wargowej umożliwia dokładne i fizjologiczne wyznaczenie pozycji zęba. Dyskretnie opracowane szyjki zębów umożliwiają wykonanie właściwych kieszonek dziąsłowych dopasowanych do każdej grupy wiekowej.





forma prostokątna

R42



L33



R45




L34



R47



L37



forma kwadratowa

S47



L37LN



L40



S50*



Forma **L37LN** (Long Neck) umożliwia wykonywanie cech charakterystycznych spotykanych w zębach paradontalnych jak np. w protezach częściowych.

PU29 – PL29



PU31 – PL31




PU33 – PL33



**easy-centric® – łatwość ustawiania
w nowym wymiarze**

Ukształtowanie powierzchni żującej zębów VITA MFT wg nowatorskiej zasady easy-centric. Profesjonalna i racjonalna ustawka wspomaga produktywność i podnosi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, które są tak ważne dla naszych pacjentów.

Nr.	 mm	Nr.	mm	
			Nr.	mm
O40	40.0	L33 32.6	PU29 28.8	PL29 29.6
O44	43.9	L34 34.0	PU29 28.8	PL29 29.6
O49	49.2	L40 39.5	PU33 33.0	PL33 33.6
T41	40.5	L33 32.6	PU29 28.8	PL29 29.6
T43	43.3	L34 34.0	PU31 30.6	PL31 31.1
T46	46.1	L37 36.8	PU31 30.6	PL31 31.1
T49	48.8	L40 39.5	PU33 33.0	PL33 33.6
R42	42.1	L34 34.0	PU29 28.8	PL29 29.6
R45	44.5	L37 36.8	PU31 30.6	PL31 31.1
R47	46.6	L37 36.8	PU33 33.0	PL33 33.6
S47	46.8	L40 39.5	PU33 33.0	PL33 33.6
S50	49.7	L40 39.5	PU33 33.0	PL33 33.6



VITA MFT – anteriors i posteriors












Pełny asortyment doboru zębów konfekcyjnych VITA MFT znajduje się w ergonomicznej i kompaktowej skrzynce. Sprawny i harmoniczny dobór kolorów i form to cecha charakterystyczna tego produktu.

Multifunkcyjne zęby VITA MFT stosujemy w:

- protezach całkowitych
- protezach wykonywanych na bazie implantów
- protezach teleskopowych i stożkowych (konus)
- protezach na zasuwach
- protezach szkieletowych
- protezach tymczasowych

Paleta kolorów zębów VITA MFT to 11 najczęściej stosowanych kolorów VITA SYSTEM 3D-MASTER:




VITA SYSTEM 3D-MASTER										
										
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1
(~ B1)*	(~ B2)*	(~ A1)*	(~ A2)*	(~ C2/ D4)*	(~ B3)*	(~ A3/ D3)*	(~ A3.5)*	(~ C3)*	(~ A4)*	(~ C4)*

* Best Match VITA classical A–D

Za pomocą kolornika
VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie
dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne kolory zębów.



UWAGA: Produkt ten został opracowany do ściśle określonego zastosowania. Dlatego też powinien być stosowany zgodnie z instrukcją. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu, jeżeli pragnie się go zastosować do innych potrzeb. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten nie będzie stosowany ze zgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych firm. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania: 09.10

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące materiały posiadają certyfikat oraz oznaczenie  0124 : VITA MFT.

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com