

Porównanie nowych skanerów 3Shape serii E do modeli serii D

3shape



NEW

| E1 | | D750 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 sekund | Czas skanowania całego łuku | 55 sekund |
| 25 sekund | Czas skanowania jednego filara | 25 sekund |
| 130 sekund | Skanowanie całego wycisku | Niedostępne |
| 10/12 mikronów | Dokładność | 10/12 mikronów |
| 2 kamery x 5 Mpx Blue LED multi-line | Technologia | 2 kamery x 1.3 Mpx Blue LED |
| Nie | Skanowanie tekstur | Nie |
| Nie | Skanowanie wielofilarowe | Tak |
| Nie | Skanowanie All-In-One | Nie |



NEW

| E2 | | D 850 |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 30 sekund | Czas skanowania całego łuku | 55 sekund |
| 20 sekund | Czas skanowania jednego filara | 25 sekund |
| 90 sekund | Skanowanie całego wycisku | Niedostępne |
| 10/12 mikronów | Dokładność | 7/8 mikronów |
| 2 kamery x 5 Mpx Blue LED multi-line | Technologia | 2 kamery x 5 Mpx Blue LED |
| Czarno&białe | Skanowanie tekstur | Czarno&białe |
| Nie | Skanowanie wielofilarowe | Tak |
| Nie | Skanowanie All-In-One | Nie |



NEW

| E3 | | D 900 L |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 24 sekund | Czas skanowania całego łuku | 35 sekund |
| 18 sekund | Czas skanowania jednego filara | 15 sekund |
| 80 sekund | Skanowanie całego wycisku | Niedostępne |
| 7/10 mikronów | Dokładność | 7/8 mikronów |
| 2 kamery x 5 Mpx Blue LED multi-line | Technologia | 4 kamery x 5 Mpx Blue LED |
| Kolor | Skanowanie tekstur | Kolor |
| Tak | Skanowanie wielofilarowe | Tak |
| Nie | Skanowanie All-In-One | Nie |



| D 1000 | | D 2000 |
|---|--------------------------------|---|
| 16 sekund | Czas skanowania całego łuku | 16 sekund |
| 15 sekund | Czas skanowania jednego filara | 15 sekund |
| 65 sekund | Skanowanie całego wycisku | 65 sekund |
| 5/8 mikronów | Dokładność | 5/8 mikronów |
| 4 kamery x 5 Mpx Blue LED multi-line | Technologia | 4 kamery x 5 Mpx Blue LED multi-line |
| Kolor | Skanowanie tekstur | Kolor |
| Tak | Skanowanie wielofilarowe | Tak |
| Nie | Skanowanie All-In-One | Tak |





Subskrypcja LABCare czy brak opłat subskrypcyjnych?

Wybór należy do Ciebie!

Opcja LabCare

3Shape LabCare Kompleksowy pakiet usług

Pakiet Basic Ograniczony zakres usług dla opcji bez subskrypcji

| | | |
|---|-------------------|---------------------------------|
| <p>Aktualizacje oprogramowania Nowe wersje oprogramowania, zawierające najnowsze narzędzia i biblioteki</p> | Wszystkie | Tylko patch'e z poprawkami |
| <p>Globalny wsparcie Doświadczeni eksperci pomagają w lokalnym języku i strefie czasowej</p> | Tak | Opłata dodatkowa - Pay per call |
| <p>Szkolenia & spotkania Kompleksowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych techników dentystycznych i ekspertów 3Shape</p> | Tak | Nie |
| <p>Specjalne rabaty Oszczędzaj pieniądze przy zakupie dodatkowych modułów oprogramowania i skanerów</p> | Do 25% | Nie |
| <p>Dostępność Pakiet jest dostępny dla następujących modeli skanerów</p> | Wszystkie skanery | E1, E2 & E3 |