

Wejdź do świata cyfrowej stomatologii

 **BEGO**

Zamów drukarkę 3D **VARSEO S**

BEGO VARSEO S jest udoskonaloną wersją drukarki BEGO Varseo. Cechuje ją wielozadaniowość, szeroki zakres zastosowania i wybór materiałów oraz wysoka szybkość drukowania – niezależna od ilości obiektów do wykonania.

**TYLKO
TERAZ**

24 900 ZŁ

**MDR
READY**

MDR Ready
urządzenie spełnia wymogi
"Medical Device Regulation"
Unii Europejskiej

Varseo S

 **BEGO**

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Denon Dental Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 49, 05-520 Kostancin - Jeziorna

telefon: + 48 22 717 58 70 mail: denon@dental.pl

www.dental.pl


**DENON
DENTAL**

 **BEGO**



Oferta specjalna ważna do wyczerpania zapasów.

Żywice światłoutwardzalne do technologii druku 3D



VarseoWax Surgical Guide

Biokompatybilna żywica do drukowania szablonów chirurgicznych o wysokiej odporności chemicznej - można bezproblemowo przeprowadzać dezynfekcję.




VarseoSmile Splint

Biokompatybilna żywica do drukowania szyn okluzyjnych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, co gwarantuje długookresową wytrzymałość.



VarseoWax Model

Żywica do drukowania 3D modeli implantologicznych, pełnych i częściowych modeli dentystycznych, modeli składanych, o konstrukcji pełnej lub wydrążonej.



VarseoSmile Temp

Żywica do wykonywania inlay, onlay, licówek oraz koron i mostów tymczasowych wykonywanych w technologii druku 3D. Dostępna w kolorach: A2, A3 i C2.



VarseoWax Tray

Biokompatybilna żywica do drukowania w technologii 3D precyzyjnych tyłek wyciskowych, nadających się do wszystkich mas.



VarseoSmile Dent

To żywica do wykonywania protez całkowitych wykonywanych w technologii druku 3D.



VarseoWax CAD/Cast

Żywica do wykonywania protez szkieletowych przeznaczonych do dalszego odlewu konwencjonalnymi technikami.