



#StrefaDruku3D

#StrefaMetali-mas

#StrefaAttachmentów

#StrefaCeramiki

#StrefaCAClearAligner

#StrefaMateriałów

#StrefaGipsów

#StrefaNiskichCen

#032020



*Oferta
obowiązuje
do 31.12.2020
(chyba, że podano inaczej)
lub do wyczerpania
zapasów.*



www.facebook.com/DenonDentalPolska



www.instagram.com/denon_dental

Dbaj o higienę i bezpieczeństwo!

Po umyciu rąk mydłem
zdezynfekuj je dodatkowo
preparatem dezynfekującym!



Zawartość alkoholu 70%.

UWAGA!
przy zakupie materiałów
z naszej oferty za kwotę
powyżej 800 zł
1 litr płynu
dezynfekującego otrzymasz
GRATIS!

**Kup środek
do dezynfekcji**
przeznaczony specjalnie do
gabinetów i laboratoriów!
**1 litr za
36 PLN**

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Nie dotyczy odbiorców hurtowych.

Bądź na bieżąco Skanery E Generacji Red



Skanery 3Shape E1, E2 i E3 zostały zmodernizowane z wykorzystaniem platformy skanującej nowej generacji stosowanej dotychczas tylko w skanerach E4, dzięki czemu zapewniają o 20% większą prędkość oraz produktywność bez dodatkowych kosztów.

Zaprojektowane z charakterystycznym czerwonym pierścieniem.

Dowiedz się więcej na:

www.3shape.com/en/scanners/lab/generation-red



szybsze o **20%**
w tej samej cenie!

Denon Dental Sp z o.o. ul. Kolejowa 49 Konstancin-Jeziorna
tel. + 48 22 717 58 70 www.dental.pl

3shape



Asiga MAX™

Drukarka 3D umożliwiająca szybką, precyzyjną i ekonomiczną pracę dzięki technologii DLP. Wbudowany ekran LCD z funkcją dotykową informuje o bieżących postępach pracy i umożliwia interaktywne sterowanie drukarką.

Kompaktowa drukarka 3D firmy Scheu-Dental.

Cena 54 500 zł

W cenie 1 litr
**Imprimo®
LC Model
GRATIS**

Cennik żywic Imprimo®

Imprimo® LC MODEL Żywica do wykonywania pełnych i wydrążonych modeli dentystycznych. Kolory: kość słoniowa, beż, szary. (1kg)	890 PLN
Imprimo® LC IBT Żywica do wykonywania szyn transferowych - przezroczysta. (1kg)	1 480 PLN
Imprimo® LC SPLINT Żywica do wykonywania szyn nagryzowych, szablonów chirurgicznych - przezroczysta. (1kg)	1 460 PLN
Imprimo® LC IMPRESSION Żywica do wykonywania tyłek indywidualnych. Kolor pomarańczowy. (1kg)	1 145 PLN
Imprimo® LC GINGIVA Żywica do wykonywania masek dziąsłowych. Kolor różowy. (1kg)	1 750 PLN
Imprimo® LC CAST Żywica do wykonywania obiektów przeznaczonych do dalszego odlewania. Kolor czerwony. (1kg)	1 720 PLN
Imprimo® LC MJF Żywica do zastosowania w chirurgii szczękowo-twarzowej - przezroczysta. (1kg)	4 695 PLN
Imprimo® LC TEMP Żywica do wykonywania tymczasowych koron i mostów. Kolory: A1, A2 lub A3.* (1kg)	2 080 PLN
Imprimo® LC TEMP IT Żywica do wykonywania długookresowych koron i mostów. Kolory: A1, A2 lub A3.* (1kg)	2 485 PLN
Imprimo® LC TRY-IN Żywica do wykonywania próbných prac do kontroli zwarcia i okluzji. Kolory: A1, A2, A3.*	1 405 PLN
Imprimo® LC DENTURE Żywica do wykonywania płyt protez ruchomych. Kolor różowy.	1 795 PLN

* - VITA Classical

N O W O Ś Ć

Asiga PRO 4K

Wolnostojąca drukarka 3D firmy Scheu-Dental o największej wydajności roboczej, przeznaczona dla dużych pracowni.

Cena 137 750 zł

Oferta specjalna
**Imprimo® LC
Model
790 zł ****
(szara, 1 kg)

Oferta specjalna
**Imprimo® LC IBT
1 330 zł ****
(transparentna, 1 kg)

** Ceny żywic obowiązują do 30.10.2020.



W cenie 2 x 1 litr
**Imprimo®
LC Model
GRATIS**

Next Dent® 5100

Szybka drukarka 3D wykorzystująca technologię Figure 4. Przeznaczona do drukowania prac dentystycznych: modeli, szablonów chirurgicznych, protez całkowitych, szyn ortodontycznych, koron i mostów oraz łyżek wyciskowych.

Drukarka 3D - jedna z najszybszych drukarek w tym segmencie cenowym.

Cena 56 800 zł



Cennik żywic Next Dent

NEXT DENT C&B Tymczasowe korony i mosty. Kolor A3,5. (klasa IIa) (1kg)	995 PLN
NEXT DENT C&B MFH Średnioczasowe korony i mosty. Kolory: DL - N1 - N1,5 - N2 - T1 (klasa IIa) (1kg)	1 760 PLN
NEXT DENT GINGIVA Maski dziąsłowe. Kolor różowy. (1kg)	875 PLN
NEXT DENT SURGICAL GUIDE Szablony chirurgiczne. Kolor pomarańczowy. (1kg)	975 PLN
NEXT DENT BASE Bazy protez ruchomych. Kolor różowy. (klasa IIa) (1kg.)	1 135 PLN
NEXT DENT CAST Protezy szkieletowe, aparaty do odlewu. Kolor purpurowy. (1kg)	835 PLN
NEXT DENT MODEL OKER Modele protetyczne. Kolor oker. (1kg)	875 PLN
NEXT DENT MODEL 2.0 Modele protetyczne. Kolory: szary, brzoskwinowy, biały. (1kg)	875 PLN
NEXT DENT ORTHO Modele ortodontyczne. Kolor beżowy. (1kg)	875 PLN
NEXT DENT ORTHO RIGID Szyny terapeutyczne. Kolor niebieski. (klasa IIa). (1kg)	1 130 PLN
NEXT DENT ORTHO IBT Szyny transferowe do zamków. Żywica transparentna. (1kg)	1 285 PLN
NEXT DENT ORTHO CLEAR Szyny, retainery. Żywica transparentna. (klasa IIa). (1kg)	1 135 PLN
NEXT DENT TRAY Łyżki indywidualne. Kolory: niebieski, różowy. (klasa I). (1kg)	995 PLN
NEXT DENT TRY-IN Kontrola zwarcia i okluzji. Kolory: T10, T11, T12. (klasa I). (1kg)	1 215 PLN
NEXT DENT DENTURE 3D+ Płyty protez ruchomych. Kolory: ciemnoróżowy, jasnoróżowy, opakerowo-różowy, czerwono-różowy, transparento-różowy. (klasa IIa)	1 300 PLN



Oferta specjalna
Nextdent SG
895 zł
(1 kg)
Obowiązuje do
30.10.2020

Oferta specjalna
Nextdent Cast
795 zł
(1 kg)
Obowiązuje do
30.10.2020

Kup dowolną żywicę BEGO (500 g lub 1000 g), otrzymasz 1 opakowanie (250 g) dowolnej żywicy BEGO GRATIS
(oferta ważna do 30.09.2020)



Varseo XS

Kompaktowa drukarka 3D firmy BEGO.

W pakiecie:

- zestaw akcesoriów niezbędnych do uruchomienia drukarki
- 1 op. (250 g) żywicy do drukowania koron tymczasowych
- 1 op. (250 g) żywicy do drukowania koron docelowych
- klucz aktywacyjny do wykonywania jednego typu prac (do wyboru)

Cena 17 450 zł

NOWOŚĆ

BEGO VarseoSmile Crown^{plus}

Nowy materiał hybrydowy w kolorze zębów naturalnych do drukowania stałych pojedynczych koron, inlay, onlay i licówek. Przeznaczony m.in. do drukarki Varseo XS.



Cennik żywic BEGO

VarseoWax SURGICAL GUIDE Żywica do wykonywania szablonów chirurgicznych. Kolor niebiesko - transparentny. (1kg)	1 275 PLN
VarseoWax TRAY Żywica do wykonywania łyżek indywidualnych. Kolor niebiesko - opakowy. (1kg)	1 260 PLN
VarseoWax MODEL Żywica do wykonywania modeli pełnych, wydrążonych i dzielonych. Kolor żółto-brązowy. (1kg)	1 150 PLN
VarseoSmile TEMP Żywica do wykonywania koron tymczasowych. Kolor: A2, A3 i C2. (250g)	595 PLN
VarseoWax CAD/CAST Żywica do wykonywania obiektów przeznaczonych do dalszego odlewania. Kolor żółto - opakowy. (1kg)	1 150 PLN
VarseoSmile CROWN^{plus} Żywica do wykonywania koron i mostów długookresowych. Kolory: A1, A2,A3, B1, B3, C2, D3. (250g)	1 650 PLN
VarseoSmile CROWN^{plus} Żywica do wykonywania koron i mostów długookresowych. Kolory: A1, A2,A3, B1, B3, C2, D3. (500g)	3 250 PLN



Varseo S

(w cenie 1 kartridż i program CAM Creator)

Cena 24 900 zł

Bellavest® SH

Uniwersalna, precyzyjna masa osłaniająca do koron i mostów, a także ceramiki prasowanej.

1 torebka (160g) - 5.20 PLN



1 karton
(80x160g) 360 zł
+
1 butelka (1 litr)
BegoSol HE -
GRATIS

Wirovest®

Popularna masa osłaniająca do protez szkieletowych.

1 torebka (400g) 8.70 PLN



1 karton
(45x400g) 340 zł
+
1 butelka (1 litr)
BegoSol
GRATIS

Wirovest®Plus

Przystosowana do protez szkieletowych masa osłaniająca o wydłużonym czasie rozpuszczania.

1 torebka (400g) 8.70 PLN



1 karton
(45x400g) 340 zł
+
1 butelka (1 litr)
BegoSol
GRATIS



1 karton
(80x160g) 348 zł
+
1 butelka (1 litr)
BegoSol HE -
GRATIS



Teraz
jedynie
710 zł
Cena przy zakupie
jednego kilograma



Teraz
jedynie
790 zł
Cena przy zakupie
jednego kilograma

Bellastar XL

Bardzo precyzyjna masa osłaniająca do koron i mostów odlewanych z metali szlachetnych i nieszlachetnych.

1 torebka 160 g 6.73 PLN

Wironit®extrahart

Idealny stop kobaltowo - chromowy do kombinowanych protez szkieletowych.

Wiron® light

Niklowo-chromowy stop do prac metaloceramicznych - tworzy jasne tlenki.

NOWOŚĆ



Mediloy® M-CO

Kobaltowo-chromowe krążki do frezowania

Do wykonywania prac implantoprotetycznych: belek, łączników, koron i mostów. Stop typu 4 wg ISO 22674. Dostępne bez kotnierza: wysokość 10 mm. Dostępne z kotnierzem: wysokości 12, 14, 16, 18, 20, 22 oraz 25 mm (średnica 98 mm).

Cena od 770 PLN

NOWOŚĆ



Mediloy® M-Ti4 / M-Ti5

Krążki do frezowania z czystego tytanu

Do wykonywania prac implantoprotetycznych: belek, łączników, koron i mostów. Biokompatybilne, odporne na korozję, nie zawierają niklu, kadmu i berylu. Dostępne z kotnierzem: wysokości 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm (średnica 98 mm).

Cena od 400 PLN

CA® Clear Aligner

System niewidocznych szyn korygujących wady zgryzu.

Cena specjalna
31 200 PLN



OnyxCeph3 CA® Smart 3D

Program do cyfrowego planowania, leczenia i kontroli zgryzu przy pomocy szyn CA®.

#StrefaCAClearAligner

Przy zakupie folii CA®PRO oraz CA®PRO+ udzielamy **10% upustu** (do 30.10.2020)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



CA® Clear Aligner

System wykonywania szyn CA® metodą manualną. W skład systemu wchodzi m. in.:

- oprogramowanie CA-SMART
- Model Checker
- statyw i kamera
- zestaw do obróbki szyn
- 3 op. folii po 100 szt. do wykonania szyn

Ograniczona ilość sztuk.

CA®Pro

Ulepszone warstwą elastomerową folie do wykonywania szyn CA®Clear Aligner. (wysuszone, pakowane indywidualnie, po 10 szt. w 1 opakowaniu).

CA®Pro+

Ulepszone warstwą elastomerową i nałożoną folią izolacyjną folie do wykonywania szyn CA® Clear Aligner (wysuszone, pakowane indywidualnie po 10 szt. w 1 opakowaniu).

Organizujemy kursy leczenia wad zgryzu systemem CA® Clear Aligner (manualnym i cyfrowym)



Cena specjalna
19 900 PLN

Opis	Wymiary	REF	Cena
CA®Pro Soft	0,5 x 125 mm	(3640.1)	153,80 PLN
CA®Pro Medium	0,625 x 125 mm	(3641.1)	168,60 PLN
CA®Pro Hard	0,75 x 125 mm	(3642.1)	178,35 PLN
CA®Pro + Soft	0,5 x 125 mm	(3644.1)	155,80 PLN
CA®Pro + Medium	0,625 x 125 mm	(3645.1)	170,60 PLN
CA®Pro + Hard	0,75 x 125 mm	(3646.1)	180,35 PLN



Cena specjalna od
21 000 PLN
+ pakiet materiałów
za 2 000 PLN



Cena specjalna od
28 000 PLN
+ pakiet materiałów
za 2 000 PLN



Vacumat® 6000M

Piec do napalania ceramiki (w zestawie piec, pompa i vPad: Comfort lub Excellence).

Vacumat® 6000MP

Piec do tłoczenia i napalania ceramiki (w zestawie piec, pompa i vPad: Comfort lub Excellence).



Cena specjalna od
45 000 PLN
+ pakiet materiałów
za 2 000 PLN

Zyrcomat® 6100MS

Piec do syntezy cyrkonu (w zestawie piec i vPad: Comfort lub Excellence).



Cena specjalna
18 000 PLN
+ pakiet materiałów
za 1 000 PLN

VITA V60 i-Line®

Piec do napalania ceramiki (w zestawie piec z pompą).



Dyski - dwutlenek cyrkonu	Cena
VITA YZ XT Multicolor 98,4 x 18 mm	990 PLN*
VITA YZ ST Multicolor 98,4 x 18 mm	899 PLN*
VITA YZ XT White 98,4 x 18 mm	760 PLN*
VITA YZ ST White 98,4 x 18 mm	699 PLN*

* Sprawdź dostępność kolorów.
Do wyczerpania zapasów.

Przy zakupie bloczków: Vitablocs® Mark II, VITA Enamic® lub VITA Suprinity® o łącznej wartości 2 000 zł dodajemy zestaw VITA CAD/CAM Materials (5 bloczków) GRATIS!



VITA VM®9
Ceramika do licowania tlenku cyrkonu oraz materiałów VITABLOCS.



VITA VM®13
Ceramika do licowania metalu.



VMK® Master
Ceramika do licowania metalu.



VITA LUMEX® AC
Nowa, uniwersalna ceramika do wszystkich popularnych podbudów ceramicznych,

Ceny promocyjne	VM®9 / VM®13	VMK® Master	LUMEX AC
Proszki podstawowe Opakowanie 12 g	72,00 PLN	59,00 PLN	105,00 PLN
Proszki podstawowe Opakowanie 50 g	239,00 PLN	184,00 PLN	340,00 PLN
Proszki specjalne Opakowanie 12 g	79,00 PLN	62,00 PLN	115,00 PLN

Wymień ceramikę, która nie spełnia Twoich oczekiwań na VITA VM®9, VM®13. VMK® Master lub Lumex® AC. Otrzymasz korzystne warunki wymiany!



**Pastyłki
VITA Ambria**
Pastyłki T i HT rozmiar S
299 PLN (5 szt)
Pastyłki T i HT rozmiar L
399 PLN (3 szt)

NOWOŚĆ

VITA Ambria®

innowacyjna ceramika do tłoczenia z dwukrzemianu litu wzmocnionego tlenkiem cyrkonu

- do pojedynczych odbudów oraz trzypunktowych mostów (do drugiego przedtrzonowca)
- idealna formuła koloru „VITA Perfect Match”
- wytrzymałość uzupełnień (> 500 MPa)
- pastylki dostępne : w dwóch stopniach przezierności T oraz HT (w rozmiarze S i L)
- w kolorach VITA Classical: A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2 oraz 3D Master: OM1 i OM3.



VITA AMBRIA® TRIAL KIT

Wypróbuj zestaw testowy VITA AMBRIA TRIAL KIT w kolorze A1 lub OM1.

Cena specjalna 290 PLN.

Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Zestaw zawiera: 2 pastylki VITA Ambria HT, 2 pastylki VITA Ambria T, 4 szt. VITA Ambria Investment powder, 1 x VITA Ambria Investment liquid 100ml, 4 tłoczki VITA Ambria Plunger

Przy zakupie ceramiki VITA LUMEX® AC za kwotę min. 4000 PLN, otrzymasz jednodniowy **KURS pracy z ceramiką VITA LUMEX AC o wartości 1000 PLN GRATIS!**

NOWOŚĆ

VITA Lumex® AC

Nowa, uniwersalna ceramika do wszystkich popularnych podbudów ceramicznych. Wzmocniony leucytem system ceramiki szklanej.

- do licowania tlenku cyrkonu, dwukrzemianów czy ceramiki skaleniowej oraz tworzenie licówek na masie
- idealna reprodukcja koloru
- bardzo wysoka stabilność i niewielki skurcz materiału
- system dostępny w 16 kolorach VITA Classical oraz w 29 kolorach VITA 3D Master



ZESTAWY VITA LUMEX® AC	Cena rynkowa	Cena promocyjna
Standard Kit Classical	5 900 PLN	4 990 PLN
Standard Kit 3D Master	8 775 PLN	7 750 PLN
Starter Kit	4 000 PLN	3 400 PLN
Expert Kit	3 785 PLN	3 295 PLN
Cut-Back Kit	2 590 PLN	2 200 PLN
Gingiva Kit	1 120 PLN	955 PLN
Trial Kit A2 **	682 PLN	320 PLN

VITA LUMEX® AC TRIAL KIT

Nowa ceramika do licowania uzupełnień pełnoceramicznych. Zestaw LUMEX® AC TRIAL KIT w kolorze A2. **

Cena specjalna 320 PLN

Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

** - zestaw zawiera: opak-dentynę A2 (12 g), dentynę A2 (12 g), enamel EN1 (12 g), enamel ENC (12 g), płyn do modelowania (50 ml), glazurę Akzent Plus LT (5 g), płyn do glazury (20 ml).

Ceramco®3

Rozpocznij pracę na jednej najpopularniejszych na świecie ceramiek na metal. Jest łatwa w pracy, tolerancyjna i dostosowana do większości dostępnych stopów.

Zamów w okazyjnej cenie MEGA zestaw startowy za 2.890 PLN. Korzystaj z kursów wprowadzających i doskonalących umiejętności.



166,329,226 sztuk koron z Ceramco®3 zostało już wykonanych w laboratoriach na całym świecie*

Cena specjalna
160⁰⁰
PLN



Ceramco®3 Glazura Overglaze

Przeznaczona do wygładzenia powierzchni i nadania potysku pracom licowanym ceramiką. (28g)

Przy zakupie materiałów na kwotę **min. 500 PLN** dodajemy **ręczniczek DENTSPLY SIRONA GRATIS!**

Cena specjalna
24 300
PLN



Multimat Cube

Piec firmy Dentsply Sirona do napalania ceramiki (w zestawie piec, pompa i podstawka pod pracę).



Cena zestawu
27 200
PLN

Zestaw Sirona Densply

Piec do ceramiki Multimat z pompą i podstawką do wypalania
Mega zestaw ceramiki Ceramco®3 (8-kolorów)
Opak-dentylna Illumina - 2 op. (10g w kolorze 17 oraz 18)
Dentylna Illumina - 2 op. (10g w kolorze 17 oraz 18)

#StrefaCeramiki

Jeśli nie możesz jeszcze wykonać pracy techniką CAD/CAM skorzystaj z naszej pomocy!

Prace wykonywane są przez doświadczonych techników dentystycznych - szkoleniowców z zakresu technik CAD-CAM. Pracujemy na nowoczesnych urządzeniach, materiałach oraz najnowszym oprogramowaniu takich firm jak 3Shape, DG Shape by Roland, BEGO, NextDent czy Scheu-Dental.

Masz pytania?
**Zadzwoń do
naszego
Działu CAD/CAM**
22 717 58 95
22 717 58 78

Podbudowy
pod ceramikę z tlenku
cyrkonu **1 punkt = 125 PLN**

Zęby tymczasowe z żywicy
BEGO **1 punkt = 70 PLN**

Zęby długookresowe
z żywicy BEGO
1 punkt = 120 PLN

Zeskanujemy dla Ciebie pracę z wycisku lub modelu. Wykonamy dla Ciebie pracę w oparciu o przesłany do nas plik ze skanami wewnątrzustnymi.

Jakie stosujemy technologie?

Frezowanie HSC - High Speed Cutting

Wycinanie prac z bloczków cyrkonowych lub ze stopów metali przy wykorzystaniu 5-osiowych symultanicznych frezarek przemysłowych. Uzyskuje się idealnie dopasowane prace bez konieczności dodatkowego opracowania.

Spiek laserowy - Selective Laser Melting

Technologia opatentowana przez firmę BEGO. Topienie laserem warstwa po warstwie sproszkowanego metalu. Uzyskuje się niepowtarzalną jakość podbudowy oraz doskonałą homogeniczność.

Rapid Prototyping

Bazuje na druku 3D. Technika druku 3D wykonuje się m.in. modele, szablony chirurgiczne oraz szyny.

Technologie hybrydowe - CAD/Cast

Do prac ze stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych. W technologii CAM drukuje się podbudowy z tworzywa spalającego się bezresztkowo. Następnie zatapiane są w masie ostaniającej i odlewane z metalu.

Cennik prac

Model protetyczny	60.00 PLN
Modele protetyczne (góra i dół)	110.00 PLN
Model ortodontyczny - łuk bez podstawy	50.00 PLN
Model ortodontyczny - łuk z podstawą	70.00 PLN
Model ortodontyczny - góra i dół z podstawą	130.00 PLN
Proteza szkieletowa	80.00 PLN
Szyna transferowa	90.00 PLN
Szablon chirurgiczny	350.00 PLN
Korona tymczasowa (1 pkt.)	50.00 PLN
Łącznik jednoczęściowy	399.00 PLN
Łącznik dwuczęściowy	399.00 PLN
Belka CAD/Base Bar	68.00 PLN
Łącznik bazowy do belki	475.00 PLN
BeCe CAD Zirkon + (1 pkt.)	168.00 PLN
Katana Zirconia UMTL (1 pkt.)	237.00 PLN
Czapka z tlenku cyrkonu (1 pkt.)	125.00 PLN
Czapka SLM z Wirobond C+ (1 pkt.)	49 - 55 PLN
Czapka Wirobond MI+ (1 pkt.)	168.00 PLN

Drukowanie 3D

Wykorzystujemy żywice światłoutwardzalne oraz drukarki do wykonywania prac dentystycznych techniką druku 3D.

Jakie wykorzystujemy materiały?

Tytan, cyrkon, stopy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych, żywice do druku 3D, materiały na prace tymczasowe BeCe Temp, na prace długoczasowe VarseoSmile Crown^{Plus}, tworzywa sztuczne spalające się bezresztkowo BeCe Cast, tworzywa do ceramiki prasowane BeCe Wax Up.

Jakie wykonujemy prace?

Podbudowy pod korony i mosty, podbudowy pod ceramikę prasowaną, inlay, onlay, licówki, wkłady koronowo-korzeniowe, szyny nagryzowe, szablony implantologiczne, belki, łączniki jednoczęściowe i dwuczęściowe, modele oraz protezy szkieletowe.

Zęby MFT:
Przy zakupie 120 płytek
zębów (72 płytki przodów
i 48 płytek boków)
dołączymy
szufladę na zęby
GRATIS

Zęby VITA

VITA LINGOFORM®

Wysokiej klasy boczne zęby
kompozytowe, uzupełniające zęby
VITAPAN Excell.

Cena boki
70,00 PLN

VITA VITAPAN EXCELL®

Przednie zęby z kompozytu MRP,
o perfekcyjnych kształtach i
kolorach.

Cena przody
76,00 PLN

VITA PHYSIODENS®

Wielowarstwowe zęby kompozytowe
klasy premium.

Cena boki **77,00 PLN**
Cena przody **92,00 PLN**

VITA MFT®

Zęby akrylowe klasy wysoki standard.

Cena boki **21,50 PLN**
Cena przody **21,50 PLN**

VITA LUMIN VACUUM

Wysokiej klasy zęby porcelanowe
dające efekt opalizacji i luminescencji.
Mogą być indywidualizowane
farbkami VITA.

Cena boki **84,00 PLN**
Cena przody **110,00 PLN**

W okresie
do 30.10.2020
przy zakupie 10 płytek
przednich zębów
PHYSIODENS®
otrzymasz dodatkowo
**GRATIS 2 płytki zębów
bocznych.**

W okresie
do 30.10.2020 przy
zakupie 10 płytek
przednich zębów
VITAPAN EXCELL
otrzymasz dodatkowo
2 płytki bocznych
zębów **Lingoform**
GRATIS

ThermoSens

Granulat

materiał do samodzielnego
napętniania

Kartridże

puste oraz **napętnione**
materiałem ThermoSens
(Ø22 i Ø25 mm)

Opakowanie*	Cena	Puste	Cena
400 g	267.00 PLN	rozmiar M	3.30 PLN
1 000 g	606.00 PLN	rozmiar L	3.50 PLN
4 000 g	2 310.00 PLN	rozmiar XL	4.20 PLN
		Napętnione*	Cena
		rozmiar M	27.10 PLN
		rozmiar L	30.30 PLN
		rozmiar XL	33.50 PLN

ThermoSens

Twardo-elastyczny materiał na protezy.
Wyjątkowa wytrzymałość tego materiału
powoduje, że jest praktycznie niełamliwy.
Nadaje się szczególnie dla pacjentów
alergicznym, ponieważ nie zawiera
monomeru resztkowego.

* Uwaga: firma Vertex Dental wycofuje ze sprzedaży granulat w opakowaniach 200 g oraz kartridże z granulem. Będą one dostępne w naszej firmie w dotychczasowych cenach do wyczerpania zapasów. W sprzedaży pozostanie granulat i puste kartridże.





Rapid Simplified

Akryl do polimeryzacji w temperaturze 100°C

Proszek	Cena	Płyn	Cena
500 g	115.40 PLN	250 ml	42.15 PLN
1 kg	202.60 PLN	500 ml	62.90 PLN
4 kg	672.35 PLN	1 litr	119.70 PLN
25 kg	3 415.00 PLN	5 litrów	456.00 PLN

Castapress

Akryl do polimeryzacji w temperaturze 55°C i ciśnieniu 3,5 bara

Proszek	Cena	Płyn	Cena
500 g	161.10 PLN	250 ml	78.00 PLN
1 kg	252.20 PLN	500 ml	130.25 PLN
4 kg	870.05 PLN	1 litr	225.25 PLN
25 kg	4 420.00 PLN	5 litrów	860.00 PLN



Castavaria

Akryl do polimeryzacji w temperaturze 55°C i ciśnieniu 3,5 bara o wydłużonym czasie rozpoczęcia wiązania

Proszek	Cena	Płyn	Cena
1 kg	302.55 PLN	500 ml	157.00 PLN
4 kg	1 043.50 PLN	1 litr	269.85 PLN
25 kg	5 310.00 PLN	5 litrów	1 120.00 PLN

Self Curing

Akryl do wykonywania napraw

Proszek	Cena	Płyn	Cena
500 g	137.20 PLN	250 ml	66.00 PLN
1 kg	230.45 PLN	500 ml	109.90 PLN
4 kg	738.40 PLN	1 litr	189.70 PLN
25 kg	3 700.00 PLN	5 litrów	718.00 PLN



Kup dowolny akryl w komplecie 4 kg + 2l lub 25 kg + 10l
dotądowy rabat 10%



Orthoplast

Akryl do wykonywania aparatów ortodontycznych metodą nasypową

Proszek	Cena	Płyn	Cena
500 g	119.70 PLN	250 ml	54.45 PLN
1 kg	217.60 PLN	500 ml	93.60 PLN
4 kg	708.45 PLN	1 litr	146.90 PLN
25 kg	3 660.00 PLN	5 litrów	496.00 PLN

Uwaga: firma Vertex Dental wycofuje ze sprzedaży akryl w opakowaniach 150 g (proszek) i 75 ml (płyn). Będą one dostępne w naszej firmie w dotychczasowych cenach do wyczerpania zapasów.

Matryca
cena 1 szt.
10,60 PLN

Patryca
cena 1 szt.
11,75 PLN

Preci Sagix

Zatrask kulkowy do protez częściowych z patrycą do odlewania z metalu i dzieloną matrycą o różnych siłach retencji.
(mini ø 1,7 mm , standard ø 2,2 mm).



Matryca żółta (normalna retencja):
mini (#1311), standard (#1361) 1 szt.

Matryca biała (zredukowana retencja):
mini (#1312), standard (#1362) 1 szt.

Matryca czerwona (podwyższona retencja):
mini (#1313), standard (#1363) 1 szt.



Cena
specjalna
299 PLN



CCC Bond

Preparat do nakładania na metal przed opakerem. Poprawia przyczepność ceramiki do metalu. Opakowanie 20 g.



Przy zakupie
min. 3 szt.
Revax
5% rabatu

Preci Revax

Zatraski zewnętrzne.
Opakowanie zawiera 1 zatrask oraz 3 różne profile plastikowe (30°, 45°, 60°). Dostępne średnice 2 mm (M2) oraz 3 mm (M3).

Cena
REVAX (1 szt.)
M2 **206 PLN**
M3 **193 PLN**



do klejenia przy pomocy CEKA Site
RE 0185 TI (M2)
OL 0285 TI (M3)



do lutowania przy pomocy CEKA SOL
RE 0161 TI (M2)
OL 0261 TI (M3)



do montażu w akrylu z częścią zewnętrzną
RE 0175 TI (M2)
OL 0275 TI (M3)



do montażu w akrylu
RE 0195 TI (M2)
OL 0295 TI (M3)

Gipsy dentystyczne

Wysokiej jakości gipsy dentystyczne niemieckiej firmy OBG GmbH stanowią podstawę do wykonania estetycznych prac dentystycznych przy korzystaniu z konwencjonalnych metod produkcyjnych.



**Rabat
5%**

przy zakupie min.
2 opakowań

Cennik

Gipsy dentystyczne firmy OBG	Cena
Deno Arti Natur Gips artykulacyjny I Klasy (20 kg). Kolor biały.	193,00 PLN
Deno Dur Gips ortodontyczny III Klasy (20 kg). Kolor biały.	152,00 PLN
Deno Stone 3 Gips ortodontyczny IV Klasy (20 kg). Kolor biały.	258,00 PLN
Deno Rock 4 Super twardy gips V Klasy (5kg). Kolor kość słoniowa.	138,00 PLN
Deno Flow Super twardy gips IV Klasy (20Kg). Kolor morelowy.	265,00 PLN
Deno Stone 1 Super twardy gips IV Klasy (20 kg). Kolor brązowo-żółty.	277,00 PLN

Piaski korundowe

Piaski korundowe firmy OBG
110 lub 250 mikronów (20 kg)
Cena 286,00 PLN



Zeskanuj kod QR
i zapoznaj się
z ofertą
szkoleniową:




Sprzęt i materiały do zastosowania w protetyce,
ortodoncji, implantologii i CAD/CAM.

ul. Kolejowa 49
Konstancin - Jeziorna
tel. + 48 22 717 58 70

www.dental.pl
www.dentalshop.pl

Zeskanuj kod QR
i odwiedź nasz
sklep internetowy



www.facebook.com/DenonDentalPolska



www.instagram.com/denon_dental

Oferta obowiązuje do 31.07.2020 lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy tylko klientów detalicznych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen podanych w niniejszej gazetce w zależności od zmiany kursu euro.
Podane ceny zawierają VAT. Promocje nie łączą się ze sobą. Zastrzegamy sobie prawo do błędów.