



VarseoSmile®  
**TriniQ**®  

---

**ONE FOR ALL**

## Z dumą i ekscytacją przedstawiamy Państwu VarseoSmile® TriniQ® - najnowszą żywicę do druku 3D firmy BEGO!

Firma BEGO może pochwalić się imponującą 135-letnią historią badań nad materiałami dentystycznymi. W 2020 r. dzięki wprowadzeniu na rynek **VarseoSmile® CrownPlus** - pierwszego na świecie długookresowego materiału do druku koron i mostów - została pionierem druku 3D.

Nowa żywica **VarseoSmile® TriniQ®** to nie tylko następca tego materiału, ale inteligentna (r)ewolucja w badaniach nad materiałami dentystycznymi. Żywica **VarseoSmile® TriniQ®** wyróżnia się innowacyjnym składem, a dzięki wysokiej stabilności materiału, umożliwia wydruk nie tylko stałych mostów, ale także rozległych uzupełnień tymczasowych.

Doskonałe właściwości polerowania i wyjątkowa przezierność gwarantują najwyższą estetykę! Dostępna w 10 kolorach VITA®.

### BEZPIECZNE MOCOWANIE I WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ WIĄZANIA



Wysoka siła wiązania **VarseoSmile® TriniQ®** z konwencjonalnymi cementami adhezyjnymi zapewnia niezawodne osadzenie w ustach pacjenta i długi czas stosowania uzupełnień.

### USPRAWNIONY PRZEPLÝW PRACY DRUKU 3D



Wydajny proces drukowania 3D umożliwia szybkie i produktywne wytwarzanie uzupełnień, skracając czas leczenia i umożliwiając skuteczne leczenie większej liczby pacjentów.

### WYSOKA WYDAJNOŚĆ MATERIAŁU, ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWANIA I ESTETYKA



Wyjątkowa stabilność materiału **VarseoSmile® TriniQ®** umożliwia tworzenie trwałych i wysoko estetycznych uzupełnień. Daje możliwość druku koron i mostów tymczasowych oraz ostatecznych. Dostępna w 10 kolorach wg kolornika VITA®. Doskonałe właściwości polerowania oraz przezierność, umożliwiają tworzenie uzupełnień, które płynnie wtapiają się w naturalne uzębienie.

### FUNKCJONALNOŚĆ I ZASTOSOWANIE



**VarseoSmile® TriniQ®** wykazuje stopień ścieralności podobny do dwukrzemianu litu, a także jest przyjazna dla zębów przeciwstawnych. Dzięki temu jest nie tylko trwała, ale także optymalnie integruje się z naturalną strukturą zęba. Łatwość odbudowy i naprawy przy użyciu konwencjonalnych kompozytów zwiększa długoterminową stabilność uzupełnienia i optymalizuje elastyczność leczenia.

### WYSOKA STABILNOŚĆ KOLORU I BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO



Doskonała stabilność koloru **VarseoSmile® TriniQ®** zapewnia trwałe efekty estetyczne. Dzięki wyjątkowej biokompatybilności i współczynnikowi konwersji podwójnego wiązania wynoszącemu prawie 100% przewyższa większość materiałów kompozytowych.



**Żywica VarseoSmile® TriniQ® to idealna symbioza jakości, wydajności i estetyki. Odkryj wyjątkowe funkcje, które wyróżniają VarseoSmile® TriniQ®.**

## ODBUDOWY OSTATECZNE

- **VarseoSmile® TriniQ®** idealnie nadaje się do wykonywania uzupełnień pojedynczych zębów, łącząc wysoką stabilność materiału, estetykę uzupełnienia oraz konkurencyjną cenę.
- Wysoka wytrzymałość **VarseoSmile® TriniQ®** umożliwia wykonanie długoczasowych mostów trzypunktowych.
- **VarseoSmile® TriniQ®** doskonale nadaje się do wytwarzania inlay, onlay i licówek.

## ODBUDOWY TYMCZASOWE

- **VarseoSmile® TriniQ®** idealnie nadaje się również do tymczasowych mostów składających się z maksymalnie siedmiu punktów

## ZĘBY DO PROTEZ

- Żywica **VarseoSmile® TriniQ®** pozwala drukować zęby do protez wytwarzanych w technologii CAD/CAM.

### Formy dostawy

Produkt	Zawartość	Nr kat.
VS® TriniQ® A1	500 g Butelka	41170
	250 g Butelka	41180
VS® TriniQ® A2	500 g Butelka	41171
	250 g Butelka	41181
VS® TriniQ® A3	500 g Butelka	41172
	250 g Butelka	41182
VS® TriniQ® A3.5	500 g Butelka	41177
	250 g Butelka	41187
VS® TriniQ® B1	500 g Butelka	41173
	250 g Butelka	41183
VS® TriniQ® B2	500 g Butelka	41178
	250 g Butelka	41188
VS® TriniQ® C2	500 g Butelka	41174
	250 g Butelka	41184
VS® TriniQ® D3	500 g Butelka	41179
	250 g Butelka	41189
VS® TriniQ® 0M1	500 g Butelka	41175
	250 g Butelka	41185
VS® TriniQ® 0M3	500 g Butelka	41176
	250 g Butelka	41186





Dystrybutor w Polsce:

**Denon Dental Sp. z o.o.**

Łubna 56 · 05-532 ŁUBNA, Polska

Tel. +48 22 717 58 70

E-Mail: [info@dental.pl](mailto:info@dental.pl)

[www.dental.pl](http://www.dental.pl)

[www.implantybego.pl](http://www.implantybego.pl)

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany

Tel. +49 421 2028-220

E-Mail [order.lab@bego.com](mailto:order.lab@bego.com) · [www.bego.com](http://www.bego.com)

Chcesz zawsze mieć dostęp do wszystkich aktualności BEGO?

Zapisz się na nasz newsletter tutaj: [www.bego.com/newsletter](http://www.bego.com/newsletter)



Find more information  
[www.bego.com/triniq](http://www.bego.com/triniq)

